


ClinicCAD



ME-UG-702i
Revision 2 (2025.10.01)
SW version 1.1.0

Table of contents

Medit ClinicCAD

4	نظرة عامة ومعلومات عامة
4	نظرة عامة
4	الاستخدام المقصود
5	المؤشرات
5	موانع الاستعمال
6	تعريف المستخدم المقصود
6	المستهدفون من المرضى
6	استشارات سلامة المرضى
6	إدارة المخاطر ومعالجة الأخطاء
6	متطلبات النظام
7	دليل التثبيت
10	إدارة البيانات
10	تحضير البيانات
11	التحكم في البيانات ثلاثية الأبعاد
12	حفظ البيانات
14	إدارة المكتبات
17	إدارة الإعداد المسبق
21	واجهة المستخدم
21	شريط العنوان
22	شجرة البيانات
23	أزرار التحكم في الحركة
23	شريط الأدوات الجانبي
25	صناديق الأدوات

سير العمل

30	سير العمل
30	تعيين البيانات
31	محاذاة البيانات
33	تعديل البيانات
39	كيفية خلع الأسنان

Pre-Op Data Module

41	وحدة بيانات ما قبل العملية
42	اختيار السن
45	خط الإنهاء ومسار الإدراج
48	التصميم النهائي

وحدة البيانات المحضرة

56	وحدة البيانات المحضرة
58	خط الإنهاء ومسار الإدراج
61	ترتيب بيانات الأسنان
67	التصميم النهائي

سير العمل

76	وحدة النموذج الشمعي التشخيصي
82	وحدة مكتبة الأسنان المخصصة

Appendix

85	الملحق
85	تصميم حشوة مصبوبة ضمنية عنقية

نظرة عامة ومعلومات عامة

نظرة عامة

Medit ClinicCAD هو تطبيق CAD شامل لطب الأسنان مصمم لكل من خبراء

الـ CAD

والمبتدئين. يوفر سير عمل بديهي لإنشاء التركيبات مع توفير خيارات تخصيص متقدمة. يعمل التطبيق على تبسيط العمليات من خلال التصميم الآلي بنقرة واحدة للتيجان الأحادية للأضراس والضواحك، باستخدام عمليات المسح قبل العملية وبيانات الأسنان المُحضرة لضمان الحصول على نتائج دقيقة ومحددة للمريض.

باستخدام

م

Medit ClinicCAD، يمكن للمستخدمين تصميم الترميمات التالية:

- تاج (مع ثقب ومقابض)
- جسر (مع جسريات)
- تاج أو جسر قشري
- قشرة أسنان تجميلية
- قشرة
- حشوة مصبوبة ضمنية/حشوة مصبوبة مغطاة
- حشوة مصبوبة ضمنية عنقية
- جسر ميريلاند

اسم المنتج	برنامج CAD/CAM
الإسم التجاري	Medit ClinicCAD
اسم النموذج	MA-ACC

⚠ يرجى الحذر

برنامج Medit ClinicCAD هو برنامج CAD يهدف إلى دعم النمذجة الرقمية لترميمات الأسنان باستخدام الأدوات المتوفرة؛ ويستخدم بيانات المريض الأنثروبومترية لتوليد المخرجات. هو لا يقوم بأي تفسير أو تعديل لبيانات المريض المسوحة ضوئياً؛ وبالتالي، فإنه لا يحل محل المراجعة الطبية أو المشورة أو العلاج من قبل أخصائي مدرب.

الاستخدام المقصود

Medit ClinicCAD

هو برنامج تم تطويره للسماح للمستخدمين بتصميم تيجان، حشوات مصبوبة، قشور، قشور تجميلية وترميمات من نوع قشري بناءً على البيانات المتاحة. وهو يمكن المستخدمين من محاذاة بيانات المسح الضوئي مع مستوى الإطباق، رسم خطوط الإنهاء، محاذاة بيانات مكتبة الأسنان على المسح، تكرار بيانات المسح، تصميم استعاضات، وإنشاء تيجان من نوع

قشر

ي

.

يوفر Medit ClinicCAD أدوات لتصميم الاستعاضات رقمياً للأسنان المفقودة. انتبه إلى أن الاستعاضات المصممة من قبل أفراد ليسوا متخصصين في طب الأسنان مدربين قد يكون لها آثار ضارة على صحة فم المريض.

يجب عدم استخدام البرنامج لأغراض أخرى غير تلك الموضحة في الاستخدام المقصود.

⚠ يرجى الحذر

لا يقوم تطبيق برنامج Medit ClinicCAD بتعديل بيانات المسح الضوئي الأنثروبومتري للمريض، والتي تظل متاحة لأخصائيي الرعاية الصحية، كما هو موضح من خلال أدوات التمثيل الرسومي ثلاثي الأبعاد لبرنامج Medit Scan.

📌 ملحوظة

يحتوي Medit ClinicCAD على تكامل مباشر مع برنامج طباعة قائم على السحابة من طرف ثالث (RayWare Cloud لدى SprintRay). لا تتحمل Medit المسؤولية عن المشاكل المتعلقة بوظائف برامج الطرف الثالث أو توافقها أو أدائها. لأية مشاكل أو استفسارات تتعلق ببرمجيات الطرف الثالث، بما في ذلك على سبيل المثال المشاكل الفنية أو التحديثات أو الترخيص، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة ذات الصلة.

المؤشرات

لا شيء

موانع الاستعمال

لا يمكن استخدام البرنامج لأغراض أخرى غير إنشاء ما يلي:

- تاج
- قشرة
- قشرة أسنان تجميلية
- حشوة مصبوبة ضمنية/حشوة مصبوبة مغطية
- حشوة مصبوبة ضمنية عنقية
- جسر ميريلاند

تعريف المستخدم المقصود

أخصائيو الأسنان مثل أطباء الأسنان وأخصائيي صحة الأسنان وفنيي الأسنان

المستهدفون من المرضى

يمكن استخدام البرنامج لتصميم أجهزة الأسنان للمرضى الذين يتم النظر في علاجهم بما يلي:

- تاج
- قشرة
- قشرة أسنان تجميلية
- حشوة مصبوبة ضمنية/حشوة مصبوبة مغطية
- حشوة مصبوبة ضمنية عنقية
- جسر ميريلاند

استشارات سلامة المرضى

يمكن أن تؤثر الترميمات المصممة بشكل غير صحيح (تاج، حشوة، إلخ) بشكل ضار على صحة أسنان المريض وأسنانه، مما يسبب عدم الراحة أو مشاكل أخرى في الفم.

وبالتالي، على الرغم من أن البرنامج يمكن أن يسهل عمليات التشخيص وتخطيط العلاج، إلا أن جميع القرارات يجب أن يتخذها أخصائي أسنان ماهر لديه فهم شامل لوظائف البرنامج وتفسير البيانات، وهناك فرص كبيرة في كل مرحلة من مراحل عملية تصميم الترميمة لتحديد وتصحيح أي عدم دقة أو أخطاء قد تؤدي إلى إصابات خطيرة. يجب على أخصائي طب الأسنان مراقبة عمليات التصميم واتخاذ القرار عن كثب.

إدارة المخاطر ومعالجة الأخطاء

بعد أن يتم تحسين المشكلة، إذا كان من الضروري تحديث البرنامج، مثل إصدار ملف تثبيت جديد أو تطبيق بعض ملفات التصحيح، يتم توزيعه رسميًا من خلال موظفي المبيعات/المكتب الرئيسي للمبيعات مع دليل التطبيق على الشخص المسؤول عن الشركة أو موقع المشكلة.

يمكن الإعلان عن الردود على المشاكل على الموقع الإلكتروني إذا لزم الأمر.

1. الإبلاغ عن المشاكل
2. مشاركة نتائج التحليلات الأولية والتقدم المحرز
3. الإبلاغ عن المشكلة
4. خطة الاستجابة للمشكلة / آلية الإبلاغ
5. خطة الاستجابة للمشكلة / مشاركة النتائج

متطلبات النظام

Windows

Intel Core i5 2.6 GHz أو أعلى	CPU
16 GB أو أعلى	RAM
(NVIDIA GeForce GTX 1060) 2 GB أو أعلى	بطاقة الرسومات
Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit	OS

macOS


M1/M2 أو أعلى	CPU
core-8 أو أعلى	RAM
16 GB أو أعلى	الرقاقة
Monterey 12	OS

دليل التثبيت

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Medit Link وانتقل إلى App Box في القائمة اليمنى.
2. في تبويب Medit Apps، ابحث عن تطبيق Medit ClinicCAD وانقر على "تثبيت".

The screenshot shows the Medit Link 3.3.4 App Box interface. The sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, and Case Talk. The main content area is titled 'App Box' and includes a search bar for 'Search by App Information'. Below the search bar, there are promotional banners for 'Join the Medit Users Group on Facebook!' and 'Explore Medit Resources'. A category filter bar shows 'All', 'Management', 'Imaging', 'Diagnosis/Consultation', 'CAD', 'CAM', 'Utilities', and 'Order Placement'. The 'Featured Apps' section is highlighted with a green box and contains three app cards: 'Medit ClinicCAD' (Design dental prostheses with ease), 'Medit Margin Lines' (Create and edit margins), and 'Medit Crown Fit' (Do a digital crown fit test). Below this, the 'Diagnosis/Consultation' section features 'Medit Smile Design' (Design smiles on 2D images). The 'CAD' section at the bottom lists 'Medit ClinicCAD', 'Medit Splints', 'Medit Model Builder', and 'Medit Temporaries'.

3. اقرأ اتفاقية ترخيص البرنامج وقم بتأكيد تثبيت التطبيق بالنقر على "قبول وتثبيت".




4. سيتم تنزيل التطبيق وتثبيته تلقائياً. قد يستغرق الأمر عدة دقائق لإنهاء عملية التثبيت.

⚠ يرجى الحذر


لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إغلاق Medit Link أثناء عملية التثبيت.

5. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكنك تشغيله من أي حالة في Medit Link بالنقر على أيقونة التطبيق في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة تفاصيل الحالة.



6. لإلغاء تثبيت البرنامج، افتح App Box وحدد تطبيق Medit ClinicCAD. اختر بطاقة التطبيق لفتح صفحة

التفاصيل، ثم انقر على "إلغاء التثبيت".



MEDIT Link 3.4.6 Kim jinyoung

Medit ClinicCAD

Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM

Uninstall Update

Version: 1.1.0.20

Required Medit Link Version: 3.4.0

Developed By: MEDIT

Website: <http://www.medit.com>

Initial Release Date: 9/18/2025, 11:16:14 AM

Latest Release Date: 9/18/2025, 11:22:51 AM

Dental CAD Software for Clinics

Automated Restorative Workflows

Description

This is a beta version of our upcoming app - Medit ClinicCAD. The app was developed based on Medit Temporaries and uses a similar user interface, yet it represents an upgraded version of the latter with expanded functionality. Medit ClinicCAD is an easy-to-use CAD solution for the in-office creation of various dental appliances, such as crowns, bridges, inlays/onlays/cervical inlays, veneers, copings, and egg/hell-type crowns/bridges. This beta can be used alongside your current Medit Temporaries version.

NB! All primary app functionality is available for testing in this beta, but there are several limitations:

Beta is provided in English only.
Automatic data selection in the Pre-Op Data module is supported on Windows with NVIDIA cards and on macOS with Monterey 12.3 or higher.
To design a cervical inlay, register it as "Offset Substructure" in the Medit Link form.
Tutorial materials are limited to a beta guide available in the app: Menu > User Guide
The Preset Management feature is still under development. Only the default presets are available at the moment.

إدارة البيانات


تحضير البيانات

يتيح برنامج Medit ClinicCAD للمستخدمين تصميم الترميمات باستخدام البيانات المُحضرة والبيانات ما قبل العملية. لاستخدام التطبيق، يجب أن تتوفر بيانات قوس واحد على الأقل. يمكن استخدام البيانات المحضرة لتصميم أي ترميمة، بينما تسمح بيانات ما قبل العملية وحدها بتصميم تيجان وجسور من نوع قشري.

- إذا لزم الأمر، يمكن استيراد بيانات ما قبل العملية مع البيانات المُحضرة واستخدامها كمرجع عند تعديل الترميمة.
- إذا كانت الحالة تحتوي على بيانات مسح ضوئي منفصلة للفك العلوي/السفلي والدعامات، فسيتم دمج الاثنين تلقائيًا. بعد تشغيل التطبيق، ستكون البيانات المدمجة متاحة في نافذة تعيين البيانات. سيحمل الملف الجديد أيًا من هذه العناوين: الفك العلوي مع الدعامات أو الفك السفلي مع الدعامات.
- إذا كانت الحالة تحتوي على بيانات إطباق ديناميكي تم التقاطها في Medit Scan for Clinics، فسيتم استيرادها تلقائيًا إلى التطبيق. يمكن استخدامها كمرجع عند تكييف وتعديل الترميمة.
- يمكن استيراد بيانات المسح الإضافية اللازم الرجوع إليها أثناء عملية التصميم إلى البرنامج في أي وقت باستخدام خيار "استيراد بيانات إضافية" في شريط الأدوات الجانبي.


يجب على المستخدم جمع كل البيانات الخاصة بالمشروع تحت نفس الحالة قبل تشغيل التطبيق. هناك طريقتان لإضافة البيانات إلى حالة Medit Link.

1. أكمل جميع المسوحات اللازمة في برنامج Medit Scan for Clinics أو Labs، وسيتم حفظ جميع البيانات التي تم الحصول عليها تلقائيًا في الحالة.




استخدم الخيار "صلب" عند مسح البيانات في Medit Scan for Labs.

2. قم بتحميل البيانات من مجلد محلي باستخدام ميزة "إرفاق" في نافذة تفاصيل الحالة.



يمكن للمستخدمين أيضاً متابعة العمل على المشاريع المحفوظة مسبقاً إذا تم فتح البرنامج من نفس الحالة مرة أخرى.



ملحوظة

المشاريع التي تم إنشاؤها في Medit Temporaries غير مدعومة من قبل Medit ClinicCAD.

انتباه

لا يقوم برنامج Medit ClinicCAD بتعديل أو تفسير البيانات ثلاثية الأبعاد الأصلية للاستخدام الطبي؛ فالبرنامج يوفر فقط الأشكال الهندسية التشريحية لإنشاء نماذج افتراضية للترميمات.







التحكم في البيانات ثلاثية الأبعاد

يمكن للمستخدمين التحكم في البيانات ثلاثية الأبعاد باستخدام الفأرة وحدها أو كل من الفأرة ولوحة المفاتيح.

التحكم في البيانات ثلاثية الأبعاد باستخدام الفأرة

	مرر عجلة الفأرة.	تكبير
	انقر نقرًا مزدوجًا على البيانات.	التكبير مع التركيز
	انقر نقرًا مزدوجًا على الخلفية.	التكبير مع الملاءمة
	انقر بزر الفأرة الأيمن واسحب.	تدوير
	اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين (أو العجلة) واسحب.	تحريك كامل

التحكم في البيانات ثلاثية الأبعاد باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح

macOS	Windows	
		تكبير
		تدوير
		تحريك كامل

حفظ البيانات


هناك عدة طرق لحفظ بيانات المشروع.

1. الزر "إكمال" في الخطوة الأخيرة

⚠️ ميزة مدفوعة

يعد حفظ وتصدير تصميم الترميمة المكتمل وتصديره كملف STL ميزة مدفوعة. قد تختلف الأسعار بناءً على حالة ملكية الماسح الضوئي وموقعك. لمزيد من التفاصيل حول الدفع، يُرجى زيارة مركز مساعدة Medit أو انقر [هنا](#).

يمكن استخدام الزر "إكمال" بعد الانتهاء من تصميم الترميمة. ينشئ ذلك ملفين في حالة Medit Link: ملف المشروع (B) وملف تصميم الترميمة (A). يمكن استخدام هذا الأخير كذلك لطباعة أو خراط الترميمة.



📌 نصيحة: خيارات زر الإكمال


تتوفر هذه الميزة في الخطوة الأخيرة فقط. يوفر رمز الترس الموجود بجوار الزر "إكمال" خيارات إضافية لكيفية حفظ المشروع:

- اختر "تضمين ملف الإنشاء" إذا كانت هناك حاجة إلى ملف معلومات الإنشاء لبرنامج الخراط أو الـ CAM.
- اختر "تصدير إلى جهاز الكمبيوتر" لتصدير البيانات التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى مجلد معين على جهاز الكمبيوتر.

2. خيار "حفظ" أو "حفظ باسم" في القائمة

يساعد هذان الخياران في قائمة البرنامج المستخدمين على إدارة ملف المشروع من خلال إنشاء ملف جديد أو تحديث ملف موجود. يتم إنشاء ملف المشروع في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التطبيق ويمكن استخدامه في جميع برامج Medit. يسجل تقدم العمل، مما يسمح للمستخدمين بالتوقف مؤقتًا وحفظ مشروع غير مكتمل لاستئنافه لاحقًا.

يُستخدم الخيار "حفظ باسم" لحفظ مشروع غير مكتمل أو لحفظ المشروع الحالي باسم جديد، بينما يسمح الخيار "حفظ" بالكتابة فوق ملف المشروع للمشروع المفتوح حاليًا.



ملحوظة

يُطلب من المستخدمين أيضًا حفظ التغييرات في ملف المشروع عند إنهاء البرنامج.

Exit Options


Exit Program After Saving
Save all current progress and terminate the program.

Exit Program Without Saving
Terminate the program without saving any of the current progress.

Cancel

إدارة المكتبات

يتم توفير مكتبات الأسنان عند تصميم الترميمات بناءً على بيانات المسح الضوئي للأسنان المحضرة (وحدة البيانات المحضرة). هناك 6 مكتبات افتراضية، ولكن يمكن للمستخدمين توسيع قائمة المكتبات المتاحة عبر إدارة المكتبات.



توفر ميزة إدارة المكتبات أدوات لإدارة قائمة المكتبات المتاحة وتعديل بيانات المكتبة. لاستخدام هذه الميزة، انقر على أيقونة الترس في صندوق أدوات المكتبة.

ملحوظة

يمكن توسيع قائمة المكتبات إلى 50 مكتبة كحد أقصى. يتم تخزين القائمة الكاملة للمكتبات محليًا، لذا إذا تم تسجيل الدخول على كمبيوتر مختلف، فلن تتوفر سوى المكتبات الافتراضية فقط.

نصيحة

إذا تم تصدير بيانات الأسنان كمكتبة من Medit Ortho Simulation، فسيتم إضافتها تلقائيًا إلى قائمة المكتبات عند تشغيل Medit ClinicCAD.

كيفية إدارة قائمة المكتبات

يمكن للمستخدمين إضافة مكتبات في القائمة، حذفها، تصديرها وتعديلها باستخدام الأدوات المتوفرة في أداة الإدارة على اليمين. لا يمكن تعديل المكتبات الافتراضية إلا بعد الاستنساخ.






استيراد مكتبة الأسنان المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.	الاستيراد من جهاز الكمبيوتر	
<p>ملحوظة</p> <p>تدعم هذه الميزة مكتبات Medit ClinicCAD المحفوظة بتنسيق meditLib فقط.</p>		
تصدير مكتبة الأسنان إلى جهاز الكمبيوتر المحلي أو Medit Link.	تصدير	
إنشاء نسخة من المكتبة.	استنساخ	
حذف المكتبة.	حذف	
يغير اسم المكتبة.	إعادة تسمية	
استعادة بيانات المكتبة عن طريق التراجع عن جميع أعمال النحت.	إعادة تعيين	

هناك خيار آخر لإضافة مكتبة إلى القائمة - "الاستيراد من Medit Link". تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتصفح حالات Medit Link للحصول على بيانات الأسنان المجزأة واستيرادها كمكتبة في التطبيق.

Import from Medit Link

Only open teeth data exported from Medit Ortho Simulation can be used as a library. Read how to export segmented teeth on our [Medit Help Center](#).


All

Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date
<div style="border: 2px solid green; padding: 5px;"> <p>▼ ClinicCAD DEMO-Ortho Simulation Te... Medit splints</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px;">  <p>Scenario 1_Teeth</p> </div> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px;">  <p>Scenario 1_Teeth(2)</p> </div> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/>  <p>Scenario 1_Teeth(3)</p> </div> </div> </div>		-	9/5/2023 5:38 PM
<p>▼ Medit ClinicCAD - cervical inlay</p> <p>No 3D data to import.</p>	User Guide	34-Crown / 35-Pontic / 36-Crown	9/5/2023 4:02 PM
<p>> face's Case - Clone</p>	face	25-Onlay / 26-Crown / 36-Crown	9/5/2023 1:07 PM
<p>> crown fit's Case</p>	crown fit	-	9/1/2023 6:08 PM

كيفية تعديل بيانات المكتبة

يمكن تعديل بيانات أسنان المكتبة باستخدام "النحت". باستخدام الأدوات المتوفرة، يمكن للمستخدمين إضافة، إزالة، تنعيم أو تحويل بيانات السن المحدد.


يمكن تعديل رؤية السن في شجرة البيانات من أجل عملية تعديل أكثر راحة. لتعديل المكتبة الافتراضية، يجب استنساخها أولاً.



إدارة الإعدادات المسبق

في Medit ClinicCAD، يمكن للمستخدمين تكوين معلمات الطباعة يدويًا أو استخدام الإعدادات المسبقة. يتم توفير قائمة الإعدادات المسبقة المتاحة في أداة إعدادات المعلمات.

إذا لم يتم المستخدم بتسجيل طباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة به عند التشغيل الأولي للتطبيق، فلن يتوفر سوى الإعدادات المسبقة الافتراضي. لتوسيع قائمة الإعدادات المسبقة والتحكم فيها، استخدم ميزة إدارة الإعدادات المسبقة (أيقونة الترس بجوار قائمة الإعدادات المسبقة).



تسمح ميزة إدارة الإعداد المسبق بالتحكم في قائمة الإعدادات المسبقة، تعديل الإعدادات المسبقة المتاحة، واستيراد ملفات الإعداد المسبق المستلمة من مستخدم آخر، أو الحصول على الإعداد المسبق الموصى به من خلال تسجيل الطابعات ثلاثية الأبعاد.

كيفية إدارة قائمة الإعداد المسبق

يمكن للمستخدمين تصدير، حذف، إعادة تسمية وتعديل قيم الإعداد المسبق المحدد في القائمة الموجودة على اليسار.

Presets Management

Add, remove, and modify the presets in the list. Register your printer to get the recommended values.

Printer Info **Sprintray** | **Pro S** | **Ceramic Crown** Register Printer

Preset List

Default Preset

Ackuretta-Dentiq-CURO Crown

Bridge #14-24, #43-33 (You-Know-Who case)

Carbon-M2-DENTCA Crown & Bridge

Crown #45 (H. Potter case)

DMG-3DentaMile Lab 5-LuxaPrint Cast

EnvisionTEC-Perfactory DDP4 VIDA-Flexcer...

Formlabs-Form 2-Temporary CB

Formlabs-Form 3B-Temporary CB

HeyGears-UltraCraft A2D-Temp C&B UV 2.0

Kulzer-cara Print 4.0 pro-dima Print C&B te...

Reviewed parameters (Mrs. Durslay case)

Sprintrav-Moonrav S-DENTCA Crown & Brid

Sprintray-Pro S-Ceramic Crown

Sprintray-PRO S-DENTCA Crown & Bridge

Veneers #13, #23 (V. Impaler case)

Inner Outer

Crown Inlay/Veneer

Minimum Thickness 0.5 mm

Cement Thickness 0.10 mm

Cement Starting Point 0.4 mm

Margin Width 0.1 mm

Remove Undercuts

Milling Tool Diameter

Cancel Save

- بعد إجراء التغييرات، يمكن استعادة القيم المضبوطة مسبقاً إلى القيم الموصى بها عبر "إعادة تعيين".
- إذا تم استلام ملف مُعد مسبقاً من مستخدم Medit آخر، فيمكن إضافته إلى القائمة عن طريق استيراده من التخزين المحلي.
- حتى إذا تم تغيير الاسم الأصلي للإعداد المسبق الموصى به، فسيظهر دائماً في الأعلى في "معلومات الطابعة".

Printer Info **Carbon** | **M2** | **DENTCA Crown & Bridge** Register Printer

كيفية الحصول على الإعداد الموصى به

إذا تم تخطي تسجيل الطابعة عند التشغيل الأولي للتطبيق، يمكن القيام بذلك لاحقاً باستخدام زر "تسجيل الطابعة".

Printer Info Default preset has no set printer. Register Printer

لتسجيل طابعة، يجب على المستخدم تحديد الشركة المصنعة والطابعة ومواد الطباعة في النافذة الموضحة أدناه. يمكن تسجيل ما يصل إلى 5 طابعات. سيكتمل تسجيل الطابعة بعد النقر على "تأكيد"، وستتم إضافة إعداد مسبق بالقيم الموصى بها إلى القائمة.

Printer Registration

Register your 3D printers to load their recommended parameter presets. If your printer isn't listed, submit a request to add it.

Manufacturer	Printer	Printing Material
Ackuretta >		
ASIGA >		
Bego >		
Carbon >		
DMG >		
EnvisionTEC >		
Formlabs >		
HeyGears >		
ivoclar >		
Kulzer >		
Microloy >		
MiiCraft >		
Rapid Shape >		

Please select a manufacturer.

Please select a manufacturer and a printer.

Register

Registered Printers (max. 5)

Formlabs | Form 2 | Temporary CB



Sprintray | Moonray S | DENTCA Crown & Bridge



Close


Confirm

نصيحة

إذا لم تكن طابعتك مدرجة، مرر للأسفل في قسم الشركة المصنعة وانقر على "طلب طابعة".

واجهة المستخدم

لمحة سريعة عن واجهة المستخدم



شريط العنوان	A
رسالة إرشادية	B
شجرة البيانات	C
أزرار التحكم في الحركة	D
محاذاة البيانات & أدوات التعديل	E
البيانات ثلاثية الأبعاد	F
نموذج الأسنان	G
صناديق الأدوات	H
شريط الأدوات الجانبي	I

شريط العنوان

شريط العنوان هو الشريط الموجود أعلى نافذة التطبيق الذي يحتوي على عناصر التحكم الأساسية على اليمين والقائمة على اليسار. يعرض أيضًا اسم التطبيق واسم الحالة المفتوحة.

قم بإدارة المشروع المفتوح، الوصول إلى موارد المساعدة المتاحة، والتحقق من تفاصيل التطبيق.	القائمة	
اذهب إلى صفحة مركز مساعدة Medit المخصصة لهذا التطبيق.	مركز المساعدة	
قم ببداة وإيقاف تسجيل الفيديو للشاشة.	بداة/إيقاف تسجيل الفيديو	
التقط لقطة شاشة. التقط التطبيق مع شريط العنوان أو بدونه باستخدام التحديد التلقائي، أو انقر واسحب لالتقاط المنطقة المطلوبة فقط.	لقطة شاشة	
قم بمعاينة لقطات الشاشة أو تصديرها أو حذفها. عند الانتهاء، سيتم حفظ جميع الصور الملتقطة في الحالة تلقائياً.	مدير لقطة الشاشة	
قم بتصغير نافذة التطبيق.	تصغير	
قم بتكبير نافذة التطبيق أو استعادتها.	استعادة	
قم بإغلاق التطبيق.	خروج	

شجرة البيانات


تقع شجرة البيانات على الجانب الأيسر من الشاشة وتعرض قائمة بالبيانات مرتبة في مجموعات. يمكن إظهار البيانات أو إخفاؤها عن طريق النقر على الأيقونة المقابلة في الشجرة، أو يمكن ضبط شفافيتها باستخدام شريط التمرير المرتبط. يتم تنظيم جميع البيانات داخل شجرة البيانات ضمن مجموعتين رئيسيتين: مجموعة بيانات المسح الضوئي والترميمات. قد يختلف الهيكل قليلاً اعتماداً على أهداف خطوة أو أداة معينة. توفر الصورة أدناه مثالاً من الخطوة الأخيرة.

مجموعة المسح الضوئي للبيانات

- الفك العلوي
- الفك العلوي الديناميكي
- الفك السفلي
- ما قبل العملية للفك السفلي
- الفك السفلي الديناميكي

الترميمات

- قشرة #16
- حشوة مصبوبة مغطية #14
- جسر #12-21
- حشوة مصبوبة ضمنية #23



أزرار التحكم في الحركة

هناك خمسة أزرار تتحكم في العمل بشكل عام. تقع في كلا الزاويتين السفليتين من نافذة التطبيق. سيظهر زر "إكمال" في الخطوة الأخيرة فقط.

التراجع	التراجع عن الإجراء السابق.
الإعادة	إعادة الإجراء السابق.
السابق.	للعودة إلى الخطوة السابقة.
التالي	قم بتطبيق التغييرات وانتقل إلى الخطوة التالية.
أكمل	أكمل عملية التصميم و احفظ الاستعاضة في Medit Link.



شريط الأدوات الجانبي

يقع شريط الأدوات الجانبي على الجانب الأيمن من الشاشة، ويوفر عددًا من الأدوات التي قد تكون مطلوبة في أي خطوة من خطوات سير عمل التصميم.

أدوات الإدارة

إظهار أو إخفاء معلومات النموذج المسجلة في Medit Link. في الخطوة الأولى، يمكنك أيضاً تعديلها.	معلومات النموذج	
اضبط المعلمات لإنشاء الأسطح الداخلية والخارجية للترميمة.	إعدادات المعلمات	
عرض اختصارات لوحة المفاتيح وإدارتها	مفاتيح الاختصار	
أحضر بيانات ثلاثية الأبعاد إضافية لتكون بمثابة مرجع أو مساعدة في عملية التصميم.	إستيراد بيانات إضافية	

أدوات العرض

إظهار الشبكة أو إخفاؤها (تشغيل/إيقاف تشغيل التراكب). انقر عدة مرات للتحكم في خيارات التراكب.	إعدادات الشبكة (mm)	
التغيير بين خيارات عرض البيانات المختلفة. (لامع/غير لامع/غير لامع مع حواف/أحادي اللون/أحادي اللون مع حواف)	وضع عرض البيانات	

أدوات التحليل

قم بالتشغيل لإظهار مناطق التلامس بين الترميمة والأسنان المجاورة. استخدم أثناء نحت السطح الخارجي للاستعاضة لإضافة أو إزالة المواد لضمان التركيب الأمثل.	مناطق الاتصال مع المجاورة	
عند تشغيلها، تُظهر هذه الوظيفة مناطق التلامس بين الترميمة والأسنان المقابلة. قم بتشغيله عند نحت السطح الخارجي للاستعاضة للتحقق من الإطباق.	مناطق الاتصال مع المقابلة	
قم بتبديل مقياس عرض الانحراف بين جميع البيانات و منطقة الاتصال فقط.	تبديل منطقة عرض الانحراف	
قم بالتشغيل لرؤية المناطق الرفيعة في عملية الاستعاضة. استخدمه أثناء النحت للتأكد من أن الاستعاضة ليست رقيقة جدًا للطباعة أو الخرط.	أقل سماكة	

أدوات التحكم في البيانات (لشاشة اللمس/الفأرة)

التكبير والتصغير عن طريق النقر والسحب.	تكبير	
التكبير لملاءمة البيانات على الشاشة.	التكبير مع الملاءمة	
نقل البيانات عن طريق النقر والسحب.	تحريك كامل	
تدوير البيانات عن طريق النقر والسحب.	تدوير	

صناديق الأدوات

تختلف صناديق الأدوات بجانب شريط الأدوات الجانبي في كل خطوة. يمثل كل صندوق أدوات مهمة يمكن استعمالها في هذه الخطوة ويوفر كل الميزات اللازمة لإكمالها. فيما يلي توضيحات للميزات المتوفرة في صناديق الأدوات في التطبيق بأكمله.

خط الإنهاء

قم بإنشاء خط إنهاء يدوياً بناءً على النقاط المحددة.	الإنشاء اليدوي	
إضافة نقاط التحكم أو نقلها أو حذفها لتعديل خط الإنهاء. اضغط باستمرار على مفتاح Ctrl للتعديل اليدوي للخط.	تعديل	
قم بإنشاء خط إنهاء مغلق تلقائياً بناءً على النقطة المحددة.	الإنشاء التلقائي	
حذف خط الإنهاء.	حذف	
اعرض قسم المنطقة التي يوجد بها الماوس.	عرض المقطع	
قم بعرض انحناء البيانات من خلال خريطة الألوان.	وضع عرض الانحناءات	
قم بتشغيل تغيير العرض الديناميكي لتدوير البيانات تلقائياً وفقاً لاتجاه العرض. ملحوظة مفتاح فقط عند استخدام الإنشاء اليدوي.	تغيير العرض الديناميكي	

تحديد الموضع

حرك السن بحرية دون أي قيود. استخدم مفاتيح الاختصار للتدوير وتغيير الحجم.	تحريك/تغيير حجم حر	
غير حجم السن، حرّكه أو قم بتدويره على طول المحاور.	مناور ثلاثي الأبعاد	

الاختيار

حدد تلقائيًا منطقة السن الواحدة، مع ترك أجزاء اللثة. انقر و اسحب الماوس على السن.	التحديد الذكي للسن الواحد	
حدد جميع الكيانات على مسار مرسوم يدويًا على الشاشة. يتم تحديد الوجه الأمامي المرئي فقط.	تحديد بالفرشاة	
قم بإلغاء تحديد جميع الكيانات على مسار مرسوم يدويًا على الشاشة. يتم إلغاء تحديد الوجه الأمامي المرئي فقط.	إلغاء التحديد بالفرشاة	
إلغاء كافة المناطق المحددة.	إلغاء كل ما تم تحديده	

النحت

أضف مواد إلى الترميمة. مفتاح التشغيل السريع: ١	أضف	
قم بإزالة مواد من الترميمة. مفتاح التشغيل السريع: ٢	إزالة	
قم بتنعيم أجزاء من الترميمة. مفتاح التشغيل السريع: ٣	تنعيمها	
قم بتحويل المادة الموجودة على الترميمة عن طريق سحبها بالفأرة. مفتاح التشغيل السريع: ٤	تحويل	
قم بإزالة مواد من الترميمة بشفرة حادة لإنشاء أخاديد. مفتاح التشغيل: 5	ميزاب	

التكيف




قم بتكليف الترميمة مع الأسنان المجاورة.	التكليف مع المجاور	
قم بتكليف الترميمة مع الأسنان المقابلة.	التكليف مع المقابل	
قم بتكليف الجسر مع اللثة.	التكليف مع اللثة	

الموصلات

اسحب النقطة المركزية لضبط موضع الموصل ومنطقة المقطع العرضي.	تحريك	
إضافة نقاط التحكم أو نقلها أو حذفها لإعادة تشكيل الموصل.	تعديل	
يرجى إنشاء موصلات أصغر بالاعتماد فقط على مناطق التداخل. عند تفعيل هذا الخيار، يُسمح بإنشاء موصلات أصغر من المقطع العرضي الأدنى المحدد ضمن إعدادات المعلمات.	السماح بالموصلات الصغيرة	
قم بإضافة أو إزالة الموصلات بين الوحدات المسجلة عند الاقتضاء.	إضافة/إزالة	

برغي/مقبض (أدوات للتحكم في العنصر)

ضع العنصر المختار تلقائيًا في المكان الأمثل.	الوضع التلقائي	
اقلب كل العناصر لتواجهك.	الوضع في مواجهتك	
احذف جميع العناصر. لحذف واحد، انقر بزر الفأرة الأيمن فوقه.	حذف الكل	
قم بتغيير موضع العنصر عن طريق سحبه.	تحريك	

<p>اضبط خط الإنهاء ومسار الإدراج حسب الحاجة. ستؤثر التغييرات على السطح الداخلي فقط، مع ترك السطح الخارجي دون تغيير.</p>	<p>خط الإنهاء & مسار الإدراج</p>	
<p>اضبط موضع بيانات الأسنان حسب الحاجة. ستؤثر التغييرات على السطح الخارجي فقط، مع ترك السطح الداخلي دون تغيير. متاح فقط عند إنشاء تيجان مفردة تلقائياً.</p>	<p>ترتيب بيانات الأسنان</p>	
<p>يرجى مراجعة تصميم الترميم باستخدام تسجيلات حركة الفك السفلي المتوفرة.</p>	<p>إطباق ديناميكي</p>	

سير العمل

تعيين البيانات

بعد تشغيل التطبيق، يدخل المستخدم إلى نافذة تعيين البيانات، حيث يجب اختيار واحدة من الوحدات الأربع المتاحة وتعيين بيانات المسح اللازمة للمشروع الحالي. تمثل هذه الوحدات (أو سير العمل) الاستخدامات الأساسية لبرنامج Medit ClinicCAD: وحدتان مخصصتان لتصميم الترميمات، ووحدة لإنشاء نموذج شمعي تشخيصي، وأخرى لبناء مكتبة أسنان مخصصة.

يقوم كل سير عمل بإرشاد المستخدم عبر تسلسل مُنظَّم من الخطوات، بدءًا من تعيين البيانات وصولًا إلى النتيجة التصميمية المطلوبة. للمتابعة، يجب على المستخدم اختيار وحدة وتعيين مجموعة بيانات واحدة على الأقل إلى القوس السننية المستهدفة.

<ul style="list-style-type: none">تصميم تيجان وجسور من النوع القشرييدعم التصميم بناءً على بيانات ما قبل العملية	بيانات ما قبل العملية
<p>⚠ انتباه</p> <p>سكنون هذه الوحدة معطلة إذا تم تسجيل قشرة أسنان تجميلية أو القشرة أو حشوة مصبوبة ضمنية أو حشوة مصبوبة مغطية أو النموذج الشمعي في نموذج Medit Link.</p>	
<ul style="list-style-type: none">صمّم تيجانًا فردية، وجسورًا مع أسنان بديلة، وقشرة أسنان تجميلية، وحشوة مصبوبة ضمنية، وحشوة مصبوبة مغطية، و القشرة، وجسور ميريلانديدعم التصميم بناءً على البيانات المحضرة باستخدام مكتبات الأسنانيدعم الوضع "إنشاء تلقائي" للتيجان المفردة (الضواحك والأضراس فقط)يدعم سير العمل لتصميم حشوة مصبوبة ضمنية عنقبة*يمكن للمستخدمين استيراد بيانات ما قبل العملية للرجوع إليها عبر نافذة تعيين البيانات	البيانات المحضرة
<p>📝 ملحوظة</p> <p>* لمزيد من المعلومات حول كيفية تصميم الحشوات المصبوبة الضمنية العنقبة، راجع ملحق هذا الدليل.</p>	
<ul style="list-style-type: none">أنشئ نماذج تصميم النموذج الشمعي للترميمات المستهدفةمتاح فقط عند تسجيل النموذج الشمعي في نموذج Medit Linkيجب أن تكون بيانات ما قبل العملية متوفرة	نموذج شمعي تشخيصي
<ul style="list-style-type: none">أنشئ مكتبة عن طريق تقسيم الأسنان مباشرةً من بيانات المسح الضوئي المتوفرة في حالة Medit Linkأنشئ مكتبة عن طريق استيراد ملفات بيانات أسنان فردية مُقسّمة مسبقًا	مكتبة الأسنان المخصصة

بعد تعيين بيانات المسح، يدخل المستخدم الخطوة الأولى من سير العمل. بغض النظر عن الوحدة المحددة، تتضمن هذه الخطوة أداتين لإدارة البيانات في الزاوية اليسرى السفلية: محاذاة البيانات وتعديل البيانات. على الرغم من أن هذه الأدوات اختيارية، إلا أنها تسمح للمستخدمين بمراجعة بيانات المسح المستوردة وتنقيحها، مما يضمن دقة أكبر ونتائج أفضل عند تصميم الترميمة في الخطوات اللاحقة.



⚠ يرجى الحذر


ستؤدي العودة إلى الخطوة الأولى لاستخدام أي من هاتين الأداةين إلى فقدان أي تقدم تم إحرازه في تصميم الترميمة.

محاذاة البيانات


تُعد محاذاة البيانات بشكل صحيح مع مستوى الإطباق أمرًا بالغ الأهمية لضمان دقة العمليات الآلية اللاحقة. في معظم الحالات، تتم محاذاة بيانات المسح تلقائياً عند الاستيراد. ومع ذلك، إذا فشلت المحاذاة لأي سبب من الأسباب، سيُطلب من المستخدم إكمال المحاذاة يدويًا.



1. لإعادة تنظيم البيانات يدويًا، ابدأ بالنقر على "فصل البيانات" في صندوق الأدوات في الأسفل.



2. ثم، باستخدام إما "المحاذاة بثلاث نقاط" أو "المحاذاة بأربع نقاط"، قم بتعيين عدد النقاط المطابق على البيانات.




• إذا قمت بتعيين النقطة بشكل غير صحيح، استخدم "حذف النقطة" لإزالة آخر نقطة مضافة.



• إذا كنت تعمل مع بيانات نصف قوس ، استخدم ميزة "محاذاة نصف القوس" لضمان عملية محاذاة أكثر دقة.



3. تحقق من محاذاة البيانات في العرض المتعدد على اليمين. إذا لزم الأمر، قم بتعديله بالنقر بزر الفأرة الأيمن للتدوير واستخدام زرّي الفأرة كليهما للتحريك.



4. عند الانتهاء، انقر على "تم" في الزاوية اليمنى السفلية للعودة إلى خطوة سير العمل الأولى.

تعديل البيانات

توفر ميزة تعديل البيانات أدوات لتنقيح بيانات المسح الضوئي المستوردة، مما يلغي الحاجة إلى التحضير في برامج أخرى. ستضمن بيانات المسح الضوئي النظيفة عملية أسرع ونتائج تصميم أكثر دقة. باستخدام الأدوات المتوفرة يمكن للمستخدمين قص أجزاء البيانات الزائدة أو غير الضرورية وتعديل سطح البيانات وملء الثقوب إن وجدت.




كيفية قص البيانات

يتم تنشيط أدوات القص تلقائياً بمجرد دخول المستخدم.

1. ابدأ باختيار أداة تحديد لمساعدتك في تحديد أجزاء البيانات التي تحتاج إلى إزالتها.


<p>لتحديد كل أسنان الفك تلقائياً، تاركاً أجزاء اللثة.</p>	<p>التحديد الذكي للأسنان</p>	
<p>حدد جميع الكيانات على مسار مرسوم يدوياً على الشاشة. يتم تحديد الوجه الأمامي المرئي فقط. تأتي الفرشاة بثلاثة أحجام.</p>	<p>تحديد بالفرشاة</p>	
<p>حدد تلقائياً منطقة السن الواحدة، مع ترك أجزاء اللثة. انقر و اسحب الماوس على السن.</p>	<p>التحديد الذكي للسن الواحد</p>	
<p>حدد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة.</p>	<p>التحديد متعدد الخطوط</p>	
<p>يتم اختيار المنطقة المتصلة بناءً على حركات الفأرة.</p>	<p>التحديد بالغمر</p>	




2. إذا لزم الأمر، قم بتعديل المنطقة المحددة باستخدام خيارات الأداة التالية.

املأ كيانات المنطقة المحددة تلقائيًا.	الملء التلقائي للمنطقة المحددة	
قم بتقليل المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.	تقليص المنطقة المحددة	
قم بتوسيع المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.	توسيع المنطقة المحددة	
عكس التحديد.	عكس المنطقة المحددة	

يمكنك أيضًا تشغيل "وضع إلغاء التحديد" لتعديل التحديد يدويًا أو استخدام "إلغاء كل ما تم تحديده" لإلغاء تحديد كل شيء تلقائيًا.




3. لإكمال القص، انقر على "حذف المنطقة المحددة".




كيفية ملء الثقوب

1. انتقل إلى أداة "ملاء الثقوب".




2. ابحث عن المنطقة التي تنقصها البيانات واضبط شريط تمرير "الحد الأقصى لمحيط الثقب". إذا كان خيار "استخدام الألوان المجاورة للثقوب المملوءة" قيد التشغيل، فسيستخدم البرنامج لوحة الألوان المطابقة لملء المنطقة؛ وإلا فسيتم ملؤها باللون الرمادي.



3. انقر على "تطبيق" لملء الثقوب بالشبكة الجديدة.

كيفية نحت البيانات


ابحث عن منطقة البيانات التي تريد تعديلها، ثم استخدم الأدوات المتوفرة لإضافة بيانات أو إزالتها أو لتنعيم وتحويل أجزاء منها. يمكنك أيضًا نحت سطح إطباق أكثر تشريكًا باستخدام خيار "Groove". لاحظ أن قوة وحجم فرشاة النحت قابلة للتعديل.



عند الانتهاء، انقر فوق "تم" في الزاوية السفلية اليمنى للعودة إلى الخطوة الأولى من سير العمل.

كيفية خلع الأسنان

قم بتشغيل ميزة "الخلع الافتراضي". حدّد السن الذي تريد إزالته باستخدام الأدوات المتاحة، ثم انقر فوق "تطبيق" لإتمام عملية الخلع. بعد ذلك، تحقّق من وجود أي ثغوب في بيانات اللثة أو الأسنان المجاورة، واستخدم ميزة "ملء الثغوب" لإصلاحها.



وحدة بيانات ما قبل العملية

يتكون سير العمل العام لإنشاء التيجان والجسور "القشرية" من ثلاث خطوات: اختيار السن < خط الإنهاء & مسار الإدراج < التصميم النهائي. إذا اختار المستخدم استخدام بيانات المكتبة لإنشاء التاج بدلاً من بيانات ما قبل العملية لسن معين، يتم تضمين خطوة إضافية - ترتيب بيانات الأسنان* - في سير العمل.

ملحوظة

اقرأ كيفية استخدام خطوة ترتيب بيانات الأسنان في سير العمل < وحدة البيانات المحضرة < [ترتيب بيانات الأسنان](#).


اختيار السن

هذه هي الخطوة الأولى في تصميم التيجان والترميمات من النوع القشري. الهدف من هذه الخطوة هو اختيار بيانات ما قبل العملية المطابقة لكل سن مسجل في نموذج Medit Link وإعادة استخدامها لاحقاً لتوليد الترميمة.


1. عند الدخول إلى هذه الخطوة، يتم تحديد بيانات أرقام الأسنان المدرجة في النموذج في الأسفل تلقائياً.

ملحوظة


التحديد التلقائي غير مدعوم لبيانات المسح الضوئي للنموذج الحجري.




2. قم بمراجعة دقة التحديد التلقائي للبيانات لضمان التوليد الصحيح للأسطح الخارجية للترميمات في الخطوات التالية. في حالة الحاجة إلى التعديل، حدد رقم السن المستهدف في النموذج وقم بإجراء التعديلات باستخدام أدوات التحديد.




- يمكنك إعادة تعيين تحديد البيانات لسن معين باستخدام "إلغاء كل ما تم تحديده" ثم إعادة تحديد ذلك السن بدقة باستخدام "التحديد الذكي لسن واحد". لهذا انقر واسحب الفأرة فوق بيانات السن.



- أو يمكنك إجراء تصحيحات طفيفة على التحديد باستخدام "تحديد بالفرشاة" أو "إلغاء التحديد بالفرشاة".



3. إذا كنت تنوي استخدام مكتبة الأسنان بدلاً من بيانات ما قبل العملية لأي من عمليات الترميم المستهدفة، فحدد رقم السن المطابق من القائمة في الأسفل وقم بتمكين "استخدام المكتبة". سيضيف هذا خطوة إضافية إلى سير عملك لاحقاً: ترتيب بيانات الأسنان.




4. عند الانتهاء، انقر على "التالي" أو اضغط على شريط المسافة للانتقال إلى الخطوة التالية.


خط الإنهاء ومسار الإدراج

هدف الخطوة الثانية هو تحديد خطوط الإنهاء وتعيين مسار الإدراج للترميمات المستقبلية.

1. سيتم إنشاء خطوط الإنهاء تلقائياً عند الدخول إلى هذه الخطوة. يجب عليك مراجعة خطوط الإنهاء التي تم إنشاؤها وتعديلها إذا لزم الأمر.




- لتعديل خطوط الإنهاء، استخدم شريط تمرير "تقليص/توسيع" في الأسفل. يمكنك تقليص أو توسيع خطوط الإنهاء لجميع الأسنان دفعة واحدة أو لرقم سن معين من خلال تحديده في النموذج في الأسفل.
- يمكنك أيضاً تعديل خط الإنهاء بإضافة نقاط التحكم أو نقلها أو حذفها. انقر لإضافة نقطة، وانقر بزر الفأرة الأيمن لحذفها، واسحبها لنقلها.



2. سيتم اكتشاف مسار الإدراج تلقائياً. راجع مسار الإدراج المكتشف، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات، اسحب سهم مسار الإدراج لتعديل اتجاهه. سيظهر السهم الرمادي الاتجاه المكتشف في الأصل.

نصيحة


يمكنك إيقاف تشغيل "مسار إدراج الجسر" بشكل فردي وتعيين المسار لكل تاج في الجسر.



• بدلاً من ذلك، يمكنك تدوير البيانات ثلاثية الأبعاد والنقر على "تعيين السهم إلى وجهة نظرك" في الأسفل.



3. في هذه الخطوة، يمكنك أيضاً مراجعة معلمات الأسطح الداخلية والخارجية للترميمة قبل تطبيقها في الخطوة التالية. بشكل افتراضي، سيتم تطبيق أحدث المعلمات المستخدمة مؤخراً. انقر على "إعدادات المعلمات" في شريط الأدوات الجانبي للاطلاع على التفاصيل.



- يمكنك تكوين قيم المعلمات يدوياً أو استخدام الإعدادات الموصى به مسبقاً للطباعة الخاصة بك.

ملحوظة

اقرأ المزيد عن تلقي الإعدادات المسبقة الموصى بها وإدارة قائمة الإعدادات المسبقة في الفصل إدارة البيانات > إدارة الإعدادات المسبقة من هذا الدليل.

4. عند الانتهاء، انقر على "التالي".

ملحوظة

إذا اخترت استخدام المكتبة بدلاً من بيانات ما قبل العملية في الخطوة الأولى، فستنتقل بعد ذلك إلى خطوة ترتيب بيانات الأسنان الإضافية. يُرجى الرجوع إلى قسم سير العمل < وحدة البيانات المحضرة > ترتيب بيانات الأسنان من هذا الدليل للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام هذه الخطوة.


التصميم النهائي

هذه هي الخطوة الأخيرة في تصميم الترميمات. في هذه الخطوة، يجب على المستخدم مراجعة تصميم الترميمات التي تم إنشاؤها وإجراء أي تعديلات ضرورية والتحقق من المعلمات المطبقة قبل الطباعة. هناك أيضًا مهمتان إضافيتان يمكن تنفيذهما في هذه الخطوة: تعديل موصلات الجسر وإضافة عناصر تصميم اختيارية إلى تاج.

1. ابدأ بمراجعة الترميمات التي تم إنشاؤها. قم بتشغيل أدوات التحليل في شريط الأدوات الجانبي لمعرفة المواضيع التي قد تحتاج إلى نحت الأسطح الخارجية. ستعرض "مناطق الاتصال مع المجاورة" و"مناطق الاتصال مع المقابلة" نقاط الاتصال مع الأسنان المجاورة من خلال الألوان. سيشير "الحد الأدنى للسماعة" إلى مناطق التيجان الرقيقة جداً باللون الأحمر. أضف المزيد من المواد في هذه المناطق باستخدام أدوات النحت.

نصيحة


تحكم بإمكانية رؤية البيانات في شجرة البيانات لسهولة مراجعة نقاط الاتصال وتركيب الترميم.




2. صحح أي عيوب في التصميم باستخدام "النحت". يمكنك إضافة مواد على السطح الخارجي للترميمية، إزالتها، تنعيمها، تحويلها ونحتها. اختر أداة نحت، واضبط قوة الفرشاة وحجمها، ثم عدّل المناطق المطلوبة. استخدم خيار "تجويف" لإنشاء تجويف بسهولة.

نصيحة


انقر على علامة الاستفهام في أداة "النحت" لرؤية الاختصارات.




3. قد يتطلب أي نحت كبير مراجعة إضافية لمدى ملاءمة الترميمة والمعايير المحددة مسبقاً. استخدم "التكيف" لإجراء تعديلات سريعة؛ يمكنك تكيف الترميمة مع الأسنان المجاورة والمقابلة بمسافة محددة.




- إذا كان الجسر الخاص بك يحتوي على جسرية، يمكنك ضبط المسافة بينه وبين اللثة باستخدام أدوات التكيف في هذه الخطوة. اختر ميزة "التكيف مع اللثة"، واضبط المسافة المطلوبة، وانقر على "تكيف".



- إذا تم استيراد بيانات الإطباق الديناميكي، يمكنك اختيار ما إذا كان سيتم التكيف مع الأسنان المقابلة بناءً على إطباق "ثابت" أو "ديناميكي".




4. إذا كنت تعمل على جسر، فسيتم دمج بيانات كل عنصر على حدة في عنصر واحد عن طريق إضافة الموصلات. تعديل الموصلات باستخدام أدوات "تحريك"، "تعديل"، "السماح بالموصلات الصغيرة"، أو "إضافة/إزالة".



- عند استخدام "تحريك"، اسحب النقطة المركزية للموصل لإعادة ضبط موضع الموصل ومساحة المقطع العرضي تلقائيًا.

نصيحة


اضغط باستمرار على Alt/Option لتحرير الموصل بسرعة باستخدام الفأرة.




- عند استخدام "تعديل"، ستظهر حواف الموصل على كلا السنين. يمكنك إعادة تشكيل الموصلات عن طريق تعديل تلك الحواف. على غرار تعديل حواف السن، انقر لإضافة نقطة، وانقر بزر الفأرة الأيمن لحذفها، واسحب النقاط لتحريكها.

نصيحة


اضغط باستمرار على Ctrl/Command لإجراء تغييرات طفيفة في الحواف بسرعة.




- عند تفعيل خيار "السماح بالموصلات الصغيرة"، يتجاهل البرنامج الحد الأدنى لمساحة المقطع العرضي المحددة في إعدادات المعلمات. بدلاً من ذلك، يقوم بإنشاء الموصلات فقط استناداً إلى نقاط التلامس الفعلية بين الأسنان المتجاورة.



- قم بتفعيل خيار "إضافة/إزالة" لإدارة الموصلات بين جميع الوحدات المسجلة، بغض النظر عن معلومات التسجيل. يتيح لك ذلك فصل الجسر إلى وحدات فردية أو دمج الوحدات الفردية في جسر واحد.




5. إذا كنت تعمل على تصميم تاج، يمكنك إضافة فتحات وصول إلى البراغي أو مقبض باستخدام "برغي/مقبض".




- ابدأ باختيار العنصر الذي تريد إضافته وانقر على "وضع تلقائي". سيؤدي ذلك إلى وضع الأسطوانة تلقائيًا لإنشاء عنصر في المكان الأمثل - مقبض على الجانب اللساني وتقب في الوسط. بعد ذلك، اضبط نصف قطر الأسطوانة وارتفاعها بالأسفل وانقر على "إضافة".

نصيحة


يمكن أيضًا وضع أسطوانة إنشاء العنصر يدويًا في المكان الذي اخترته بنقرة مزدوجة.



- يمكنك أيضًا تحريك الاسطوانة بسرعة باستخدام أداة "تحريك" وتغيير اتجاهها عن طريق تدوير البيانات ثم ضبطها باتجاهك باستخدام "الوضع في مواجهتك".



6. وأخيرًا، راجع المعلمات الداخلية والخارجية في "إعدادات المعلمات" قبل حفظ تصميمك وإرساله للطباعة.




7. لحفظ تصاميم الترميمة الخاصة بك، انقر على "أكمل" في الزاوية اليمنى السفلية.

⚠️ ميزة مدفوعة

يعد حفظ وتصدير تصميم الترميمة المكتمل وتصديره كملف STL ميزة مدفوعة. قد تختلف الأسعار بناءً على حالة ملكية الماسح الضوئي وموقعك.

لمزيد من التفاصيل حول الدفع، يُرجى زيارة مركز مساعدة Medit أو انقر [هنا](#).

8. إذا كان لديك طابعة SprintRay ثلاثية الأبعاد، يمكنك نقل تصميم التركيبة الخاصة بك من هذه الخطوة مباشرةً إلى RayWare Cloud. لهذا، استخدم "الطباعة باستخدام SprintRay" في الأسفل واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يجب أن يكون لديك حساب RayWare Cloud بالفعل لاستخدام هذه الميزة.



⚠ يرجى الحذر

إذا واجهت صعوبات في الاتصال بـ RayWare Cloud، يرجى الرجوع إلى إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية:

- تحقق من اتصالك بالإنترنت
- تحقق من بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)
- راجع تصميم الترميز الخاصة بك

إذا استمرت المشاكل، يُرجى التواصل مع دعم SprintRay.

وحدة البيانات المحضرة

يعتمد سير العمل في هذه الوحدة على الترميمة الهدف. يوضح الجدول أدناه الخطوات المضمنة في سير العمل لكل نوع من أنواع الترميمات.

التصميم النهائي	ترتيب بيانات الأسنان	خط الإنهاء & مسار الإدراج	
○	○	○	الجسر
○	○	○	تاج
○	○	○	قشرة أسنان تجميلية
○	○	○	حشوة مصبوبة ضمنية/حشوة مصبوبة مغطية
○	X	○	القشرة
○	○	○	جسر ميريلاند
○	X	○	حشوة مصبوبة ضمنية عنقية*

* سير عمل الحشوة المصبوبة الضمنية العنقية موضح بشكل منفصل في الملحق.


الإنشاء التلقائي للتيجان المفردة

تدعم هذه الوحدة أيضًا الإنشاء التلقائي للتيجان المفردة للضواحك والأضراس بناءً على معايير محددة مسبقًا. لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يحتوي النموذج في Medit Link على تيجان مفردة فقط. في نافذة تعيين البيانات، قم بتنشيط مفتاح التبديل "إنشاء تلقائي" وراجع المعلومات المحددة مسبقًا في الإعدادات. بعد تعيين البيانات، سيُدخل المستخدمون خطوة التصميم النهائي، حيث يمكنهم مراجعة التيجان التي تم إنشاؤها وتخصيصها.


Assign Data

Select Module

Pre-Op Data
Create eggshell-type restorations based on the pre-op scan data.




Prepared Data
Create restorations using Medit's library.




Auto Creation
Automatically generate single crowns using the preset parameters.

Parameter Settings

Diagnostic Wax-Up
Create a diagnostic wax-up model for the target restorations.




Custom Teeth Library




Data

Maxilla Base



Mandible Base




↓ ↑

↓ ↑


↓ ↑

↓ ↑

Pre-Op for Maxilla




Maxilla




Maxilla Base

Pre-Op for Mandible



Mandible



Mandible Base

Cancel Confirm

خط الإنهاء ومسار الإدراج

في الخطوة الأولى، يجب على المستخدمين رسم خطوط الإنهاء لجميع أرقام الأسنان التي تم إدخالها في النموذج ثم تعيين مسار الإدراج لكل ترميمة.


1. ابدأ بفحص شكل الأسنان في الأسفل. إذا كان رقم السن يحمل علامة اختيار خضراء، فهذا يعني أن خط الإنهاء لهذا السن قد تم إنشاؤه بالفعل أو تم استيراده من الحالة. يتم إنشاء خطوط الإنهاء للقشور والتليبيسات والحشوات المصبوبة الضمنية والمغطية تلقائياً.



2. بعد ذلك، حدد رقم السن الذي ليس له خط إنهاء بعد وارسمه باستخدام أداة "الإنشاء التلقائي" أو "الإنشاء اليدوي". يرسم "الإنشاء التلقائي" خط إنهاء بناءً على نقطة واحدة يحددها المستخدم؛ بينما يرسم "الإنشاء اليدوي" خط إنهاء بناءً على نقاط متعددة.




- قم بتشغيل "عرض المقطع" أو "تغيير العرض الديناميكي" لمساعدتك عند رسم خط الإنهاء يدوياً.



3. يمكن تعديل جميع خطوط الإنهاء بإضافة نقاط التحكم أو تحريكها أو حذفها. انقر لإضافة نقطة، انقر بزر الفأرة الأيمن لحذفها، واسحب لتحريكها. أثناء التعديل، يمكنك تشغيل "وضع عرض الانحناءات" لفهم العمق بشكل أفضل.

نصيحة


اضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl/Command واسحب الفأرة لإجراء تصحيحات يدوية طفيفة بسرعة.




4. لا يمكنك العمل على مسار الإدراج إلا بعد إنشاء خطوط الإنهاء لجميع الأسنان المستهدفة. قم بتشغيل "إظهار مسار الإدراج" واضبط المسار المضبوط تلقائيًا عن طريق سحب سهم مسار الإدراج. سيشير السهم الرمادي إلى الاتجاه الأصلي.

نصيحة 🔍

أوقف تشغيل "مسار إدخال الجسر" لتعيين مسار كل تاج في الجسر بشكل فردي.



• بدلاً من ذلك، يمكنك تدوير البيانات ثلاثية الأبعاد والنقر على "تعيين السهم إلى وجهة نظرك" في الأسفل.



5. عند الانتهاء، انقر على "التالي" أو اضغط على شريط المسافة للانتقال إلى الخطوة التالية.

ترتيب بيانات الأسنان

في هذه الخطوة، يجب على المستخدم ترتيب بيانات الأسنان لإنشاء الترميمات. يمكن استخدام إما بيانات مكتبة الأسنان أو أي بيانات متاحة قبل العملية أو بيانات المسح المرجعية.


1. عند الدخول إلى هذه الخطوة، سيتم تعيين بيانات الأسنان من المكتبة المحددة تلقائيًا إلى جميع الأسنان المستهدفة المحددة في النموذج. هناك 6 مكتبات أسنان افتراضية، ويمكنك اختيار أي منها لاستخدامها في صندوق أدوات المكتبة على اليمين.

ملحوظة


يمكنك أيضًا توسيع قائمة المكتبات المتاحة إلى 50 أو تعديل بيانات المكتبة في "إدارة المكتبات". لمزيد من التفاصيل حول هذه الميزة، انتقل إلى إدارة البيانات < [إدارة المكتبات](#).



2. بدلاً من ذلك، يمكنك تكرار البيانات الأخرى المتاحة لاستخدامها بدلاً من بيانات المكتبة. بالنسبة للنسخ، يمكنك استخدام إما بيانات ما قبل العملية المستوردة عبر مربع حوار تعيين البيانات في البداية أو أي عمليات مسح مرجعية أخرى تقوم بتحميلها عبر "استيراد بيانات إضافية" في شريط الأدوات الجانبي. يتيح لك هذا الأخير استيراد بيانات إضافية من حالات Medit Link الأخرى أو أي بيانات مخزنة محلياً. لتكرار البيانات، استخدم أداة "نسخ/عكس". تُنشئ "نسخ" نسخة طبق الأصل من السن الممسوح ضوئياً، بينما تُنشئ "عكس" نسخة متماثلة. لاحظ أن البيانات المنسوخة أو المعكوسة سيتم تطبيقها فقط على السن الواحد المحدد حالياً في النموذج في الأسفل، مما يسمح لك بالاحتفاظ ببيانات المكتبة للأسنان الأخرى.




- ابدأ بتحديد رقم السن الذي تريد استخدام البيانات المكررة له في النموذج الموجود في الأسفل والعثور على البيانات التي ستقوم بتكرارها (استخدم شجرة البيانات لجعلها مرئية).




- بعد ذلك، اختر "نسخ" أو "عكس" في العنصر العائم على الشاشة وحدد بيانات السن المطلوب باستخدام

نصيحة

عند نسخ البيانات، لاحظ أن تبديل "الاحتفاظ بالحجم & الموقع" يسمح لك بإنشاء نسخة مكررة بنفس حجم وموقع النسخة الأصلية. إذا لم يتم تشغيلها، سيتم وضع البيانات المنسوخة على السن المستهدف المعين.



- انقر على "تطبيق" لاستبدال بيانات المكتبة بالبيانات المعينة. إذا كنت تريد، يمكنك العودة إلى استخدام بيانات المكتبة عن طريق النقر على "إعادة تعيين".




3. عندما تنتهي من ترتيب بيانات الأسنان لجميع أسنانك المستهدفة، اضبط موضع البيانات باستخدام أدوات "تحديد المواقع". يمكنك نقل بيانات السن أو تغيير حجمها أو تدويرها لضمان وضعها بشكل صحيح.



- استخدم "تحريك/تغيير حجم حر" إذا كنت ترغب في التحكم في حركات البيانات دون قيود. لنقل البيانات، استخدم الفأرة. بالنسبة للإجراءات الأخرى مثل التدوير وتغيير الحجم، تحقق من اختصارات لوحة المفاتيح تحت علامة الاستفهام في صندوق الأدوات.




- استخدم "المناور ثلاثي الأبعاد" إذا كنت ترغب في إجراء تعديلات دقيقة أو صغيرة على موضع البيانات. تتيح لك هذه الميزة التحكم في البيانات على طول المحور.



4. يجب مراعاة نقاط التلامس مع الأسنان الأخرى عند وضع بيانات الأسنان. لتقييم التلامس بين الترميمة والأسنان المقابلة أو المجاورة، راجع شريط الألوان في الزاوية اليسرى السفلية.

نصيحة


حاول ضبط رؤية البيانات في شجرة البيانات لمزيد من الراحة عند مراجعة نقاط التلامس.



5. في هذه الخطوة، يمكنك أيضًا مراجعة المعلمات الخاصة بالسطوح الداخلية الخارجية قبل تطبيقها. للقيام بذلك، انقر على ميزة "إعدادات المعلمات" في شريط الأدوات الجانبي على اليمين. يمكنك استخدام الإعدادات المسبقة الموصى بها لطابعتك المحددة أو ضبط كل معلمة يدويًا. بشكل افتراضي، سيتم إعداد المعلمات الأحدث استخدامًا لك.

نصيحة

لمزيد من التفاصيل حول تلقي الإعدادات المسبقة الموصى بها وإدارتها، انتقل إلى إدارة البيانات < إدارة الإعداد المسبق.



6. عند الانتهاء، انقر على "التالي".


التصميم النهائي

هذه هي الخطوة الأخيرة في تصميم الترميمات. في هذه الخطوة، يجب على المستخدم مراجعة تصميم الترميمات التي تم إنشاؤها وإجراء أي تعديلات ضرورية والتحقق من المعلمات المطبقة قبل الطباعة. هناك أيضًا مهمتان إضافيتان يمكن تنفيذهما في هذه الخطوة: تعديل موصلات الجسر وإضافة عناصر تصميم اختيارية إلى تاج.

1. ابدأ بمراجعة الترميمات التي تم إنشاؤها. قم بتشغيل أدوات التحليل في شريط الأدوات الجانبي لمعرفة المواضع التي قد تحتاج إلى نحت الأسطح الخارجية. ستعرض "مناطق الاتصال مع المجاورة" و"مناطق الاتصال مع المقابلة" نقاط الاتصال مع الأسنان المجاورة من خلال الألوان. سيشير "الحد الأدنى للسماعة" إلى مناطق التيجان الرقيقة جداً باللون الأحمر. أضف المزيد من المواد في هذه المناطق باستخدام أدوات النحت.

نصيحة

تحكم بإمكانية رؤية البيانات في شجرة البيانات لسهولة مراجعة نقاط الاتصال وتركيب الترميم.



2. صحح أي عيوب في التصميم باستخدام "النحت". يمكنك إضافة مواد على السطح الخارجي للترميم، إزالتها، تنعيمها، تحويلها ونحتها. اختر أداة نحت، واضبط قوة الفرشاة وحجمها، ثم عدّل المناطق المطلوبة. استخدم خيار "تجويف" لإنشاء تجويف بسهولة.

نصيحة


انقر على علامة الاستفهام في أداة "النحت" لرؤية الاختصارات.




3. قد يتطلب أي نحت كبير مراجعة إضافية لمدى ملاءمة الترميمة والمعايير المحددة مسبقاً. استخدم "التكيف" لإجراء تعديلات سريعة؛ يمكنك تكيف الترميمة مع الأسنان المجاورة والمقابلة بمسافة محددة.




- إذا كان الجسر الخاص بك يحتوي على جسرية، يمكنك ضبط المسافة بينه وبين اللثة باستخدام أدوات التكيف في هذه الخطوة. اختر ميزة "التكيف مع اللثة"، واضبط المسافة المطلوبة، وانقر على "تكيف".



- إذا تم استيراد بيانات الإطباق الديناميكي، يمكنك اختيار ما إذا كان سيتم التكيف مع المقابل بناءً على إطباق "ثابت" أو "ديناميكي".




4. إذا كنت تعمل على جسر، فسيتم دمج بيانات كل عنصر على حدة في عنصر واحد عن طريق إضافة الموصلات. تعديل الموصلات باستخدام أدوات "تحريك"، "تعديل"، "السماح بالموصلات الصغيرة"، أو "إضافة/إزالة".



- عند استخدام "تحريك"، اسحب النقطة المركزية للموصل لإعادة ضبط موضع الموصل ومساحة المقطع العرضي تلقائيًا.


نصيحة 🔍

اضغط مع الاستمرار على Alt/Option لتحرير الموصل بسرعة باستخدام الفأرة.




- عند استخدام "تعديل"، ستظهر حواف الموصل على كلا السنين. يمكنك إعادة تشكيل الموصلات عن طريق تعديل تلك الحواف. على غرار تعديل حواف السن، انقر لإضافة نقطة، وانقر بزر الفأرة الأيمن لحذفها، واسحب النقاط لتحريكها.


اضغط باستمرار على Ctrl/Command لإجراء تغييرات طفيفة في الحواف بسرعة.




- عند تفعيل خيار "السماح بالموصلات الصغيرة"، يتجاهل البرنامج الحد الأدنى لمساحة المقطع العرضي المحددة في إعدادات المعلمات. بدلاً من ذلك، يقوم بإنشاء الموصلات فقط استنادًا إلى نقاط التلامس الفعلية بين الأسنان المتجاورة.



- قم بتفعيل خيار "إضافة/إزالة" لإدارة الموصلات بين جميع الوحدات المسجلة، بغض النظر عن معلومات التسجيل. يتيح لك ذلك فصل الجسر إلى وحدات فردية أو دمج الوحدات الفردية في جسر واحد.




5. إذا كنت تعمل على تصميم تاج، يمكنك إضافة فتحات وصول إلى البراغي أو مقابض باستخدام "برغي/مقبض".




- ابدأ باختيار العنصر الذي تريد إضافته وانقر على "وضع تلقائي". سيؤدي ذلك إلى وضع الأسطوانة تلقائيًا لإنشاء عنصر في المكان الأمثل - مقبض على الجانب اللساني وثقب في الوسط. بعد ذلك، اضبط نصف قطر الأسطوانة وارتفاعها بالأسفل وانقر على "إضافة".

نصيحة


يمكن أيضًا وضع أسطوانة إنشاء العنصر يدويًا في المكان الذي اخترته بنقرة مزدوجة.




- يمكنك أيضًا تحريك الاسطوانة بسرعة باستخدام أداة "تحريك" وتغيير اتجاهها عن طريق تدوير البيانات ثم ضبطها باتجاهك باستخدام "الوضع في مواجهتك".



6. بعد ذلك، راجع المعلمات الداخلية والخارجية في "إعدادات المعلمات" قبل حفظ تصميمك. يمكن ضبط كل من المعلمات الداخلية والخارجية في التثبيت المطابق.



7. قبل الحفظ أو الطباعة، تأكد من مراجعة الترميمات التي قمت بإنشائها. إذا كنت بحاجة إلى تصحيح السطح الداخلي ولكنك تريد الحفاظ على العمل على السطح الخارجي، فاستخدم 'خط الإنهاء & مسار الإدراج' في صندوق أدوات مراجعة التصميم بدلاً من الرجوع إلى الوراء. ستعيدك هذه الميزة إلى خطوة إنشاء خط الإنهاء مع الحفاظ على تصميم السطح الخارجي كما هو حتى بعد إجراء التغييرات.



ملحوظة

عند إنشاء تيجان مفردة باستخدام "الإنشاء التلقائي"، سيتم توفير ميزتين في صندوق أدوات مراجعة التصميم:

- خط الإنهاء & مسار الإدراج: تتيح لك تصحيح خط الإنهاء ومسار الإدراج لضبط السطح الداخلي مع الحفاظ على تصميم السطح الخارجي.
- ترتيب بيانات الأسنان: يمكنك من ضبط موضع بيانات المكتبة لتعديل السطح الخارجي مع الحفاظ على السطح الداخلي.

ملحوظة

إذا كانت تسجيلات حركة الفك السفلي متاحة في حالة Medit Link، يمكنك محاكاة ومراجعة الإطباق الديناميكي باستخدام ميزة "الإطباق الديناميكي" في صندوق أدوات مراجعة التصميم.

8. عند الانتهاء من جميع أعمال التصميم، يمكنك إما حفظ تصميماتك في حالة Medit Link عبر "أكمل" أو الانتقال إلى الطباعة باستخدام طباعة SprintRay عبر "الطباعة باستخدام SprintRay".



⚠️ ميزة مدفوعة

بعد حفظ وتصدير تصميم الترميمة المكتمل وتصديره كملف STL ميزة مدفوعة. قد تختلف الأسعار بناءً على حالة ملكية الماسح الضوئي وموقعك. لمزيد من التفاصيل حول الدفع، يُرجى زيارة مركز مساعدة Medit أو انقر [هنا](#).

⚠️ يرجى الحذر

إذا واجهت صعوبات في الاتصال بـ RayWare Cloud، يرجى الرجوع إلى إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية:

- تحقق من اتصالك بالإنترنت
- تحقق من بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)
- راجع تصميم الترميمة الخاصة بك

إذا استمرت المشاكل، يُرجى التواصل مع دعم SprintRay.


وحدة النموذج الشمعي التشخيصي

هذا سير العمل مُصمم خصيصًا لإنشاء نموذج شمعي تشخيصي بسرعة وكفاءة. يُمكن المستخدمين من تصميم السطح الخارجي للترميمات المستقبلية ثم طباعتها مع بيانات القوس السنية معًا. يتكوّن سير العمل بالكامل من خطوتين فقط.

1. تكون هذه الوحدة متاحة فقط عندما تُحدّد معلومات التسجيل في Medit Link نوع المنتج الصحيح: النموذج الشمعي التشخيصي. تأكّد من تعيينها لكل الأسنان المُحددة كأهداف للمشروع. بعد ذلك، احفظ النموذج وشغّل Medit ClinicCAD.

نصيحة


يمكنك أيضًا تشغيل التطبيق بنموذج فارغ، ولكن سيُطلب منك استكمالها عند فتح التطبيق.



The screenshot displays the Medit Link software interface. The main window shows a dental arch model with teeth numbered 11 through 48. Two teeth, 11 and 21, are highlighted with a green box. On the right side, there is a 'Favorites' panel with a grid of icons for various dental procedures. The 'Diagnostic Wax-Up' icon is highlighted with a green box. Below this panel is an 'Order List' table with the following data:

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Type				
21	Type				


2. في مربع حوار تعيين البيانات، اختر "النموذج الشمعي التشخيصي" وقم بتعيين بيانات القوس السنية واحد على الأقل. انقر فوق "تأكيد"



3. بعد استيراد البيانات، ستنقل إلى خطوة ترتيب بيانات الأسنان. قبل البدء في النموذج الشمعي، راجع بيانات المسح الضوئي الخاصة بك للتحقق من أي أنسجة رخوة غير ضرورية أو أي سوء محاذاة. عند الحاجة، استخدم أوضاع "محاذاة البيانات" و "تعديل البيانات" الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى لإجراء التعديلات اللازمة.

ملاحظة

اقرأ كيفية استخدام "محاذاة البيانات" و "تعديل البيانات" في فصل سير العمل من هذا الدليل.




4. يمكنك إنشاء الترميمات المستهدفة إما باستخدام بيانات مكتبة الأسنان أو عن طريق استنساخ سن من بيانات المسح المستوردة.


- ستظهر بيانات المكتبة تلقائيًا للأسنان المحددة كأهداف. يمكنك تغيير المكتبة المختارة من خلال أداة المكتبة الموجودة على اليمين.

ملاحظة

لمزيد من التفاصيل حول إدارة مكتبات الأسنان المتاحة، ارجع إلى فصل إدارة البيانات من هذا الدليل.




- بالنسبة للنسخ، يمكنك استخدام إما بيانات ما قبل العملية المستوردة عبر مربع حوار تعيين البيانات في البداية أو أي عمليات مسح مرجعية أخرى تقوم بتحميلها عبر "استيراد بيانات إضافية" في شريط الأدوات الجانبي. يتيح لك هذا الأخير استيراد بيانات إضافية من حالات Medit Link الأخرى أو أي بيانات مخزنة محلياً. لتكرار البيانات، استخدم أداة "نسخ/عكس". تُنشئ "نسخ" نسخة طبق الأصل من السن الممسوح ضوئياً، بينما تُنشئ "عكس" نسخة متماثلة. ملاحظة: سيتم تطبيق البيانات المنسوخة أو المعكوسة على السن الواحد المحدد حالياً في النموذج الموجود في الأسفل فقط، مما يتيح لك الاحتفاظ ببيانات المكتبة للأسنان الأخرى. ابدأ باختيار السن المستهدف في النموذج الموجود في الأسفل، ثم اختر إما خيار "نسخ" أو "انعكاس". بعد ذلك، استخدم أدوات التحديد المتاحة لتحديد البيانات المراد استنساخها، ثم انقر فوق "تطبيق".



5. عندما تنتهي من ترتيب بيانات الأسنان لجميع أسنانك المستهدفة، اضبط موضع البيانات باستخدام أدوات "تحديد المواقع". يمكنك نقل بيانات السن أو تغيير حجمها أو تدويرها لضمان وضعها بشكل صحيح. تأكد من أن بيانات السن المرتبة لا تبرز من جهة اللثة.


- استخدم "تحريك/تغيير حجم حر" إذا كنت ترغب في التحكم في حركات البيانات دون قيود. لنقل البيانات، استخدم الفأرة. بالنسبة للإجراءات الأخرى مثل التدوير وتغيير الحجم، تحقق من اختصارات لوحة المفاتيح تحت علامة الاستفهام في صندوق الأدوات. استخدم "المناور ثلاثي الأبعاد" إذا كنت ترغب في إجراء تعديلات دقيقة أو صغيرة على موضع البيانات. يتيح لك هذه الميزة التحكم في البيانات على طول المحور.



ملاحظة 🔍


استخدم ميزات منطقة التلامس مع الأسنان المجاورة/المقابلة في شريط الأدوات الجانبي للمساعدة في تحديد موضع البيانات.

6. بمجرد ترتيب جميع بيانات السن وتحديد مواضعها، قم بنحت البيانات إذا لزم الأمر.



7. عند الانتهاء من كل شيء، انقر فوق "التالي" للانتقال إلى الخطوة الأخيرة في سير العمل.

8. في الخطوة الأخيرة، سيتم دمج بيانات الترميمات المترتبة مع بيانات القوس السنية في مجموعة بيانات واحدة. راجع الشبكة المدمجة بعناية، وإذا لزم الأمر، قم بإجراء تعديلات نحت نهائية. عند الانتهاء، انقر فوق "إنهاء" لحفظ النتيجة في حالة Medit Link.




وحدة مكتبة الأسنان المخصصة

تتيح هذه الوحدة للمستخدمين إنشاء مكتبات أسنان مخصصة خاصة بهم، والتي يمكن استخدامها لاحقاً في عمليات الترميم. يمكن إنشاء المكتبات المخصصة إما من بيانات المسح الضوئي أو من مجموعة البيانات الحالية لملفات الأسنان الفردية.


1. ابدأ باختيار نوع البيانات التي ستستخدمها لإنشاء مكتبتك المخصصة — بيانات المسح الضوئي أو الملفات الفردية — ثم جهّز تلك البيانات وفقاً لذلك.

- بيانات المسح الضوئي: بيانات المسح قبل العملية والمتوفرة في حالة Medit Link المقابلة.
- البيانات الفردية: مجموعة بيانات لملفات الأسنان الفردية المتوفرة محلياً. يجب أن تتبع أسماء الملفات نظام الترميم FDI أو النظام الأمريكي. يجب أن تحتوي كل شبكة سن على قاعدة مفتوحة (الجانب السفلي مفتوح). تنسيقات الملفات المدعومة هي: STL و OBJ و PLY و MeditMesh.

Examples



2. في مربع حوار "تعيين البيانات"، اختر "مكتبة الأسنان المخصصة" ثم اختر إما "بيانات المسح الضوئي" أو "الملفات الفردية". إذا كنت تستخدم بيانات من حالة Medit Link، فقم بتعيين بيانات الفك العلوي والفك السفلي. إذا كنت تستخدم ملفات فردية، فاختر نظام ترقيم الأسنان المستخدم وقم باستيراد جميع الملفات المتاحة باستخدام خيار "استيراد الملفات المحلية".



مكتبة من بيانات المسح الضوئي


1. بمجرد استيراد بيانات المسح الضوئي، سيقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد كل سن وتقسيمه. راجع النتائج بعناية للتأكد من تعيين رقم كل سن بشكل صحيح وأن البيانات المقابلة محددة بصورة سليمة. إذا كان أي سن يحتاج إلى تصحيح، فاختر رقمه في النموذج أسفل الصفحة، ثم أعد تعيين بياناته باستخدام أدوات التحديد المتاحة.



ملحوظة

عند الحاجة، استخدم وضعي "محاذاة البيانات" و"تعديل البيانات" الموجودين في الزاوية السفلية اليسرى لإجراء التعديلات اللازمة على بيانات المسح الضوئي. اقرأ كيفية استخدام "محاذاة البيانات" و"تعديل البيانات" في فصل سير العمل من هذا الدليل.


2. عندما يتم تحديد كل الأسنان بشكل صحيح، انقر على "التالي"
3. سيتم إنشاء مكتبة الأسنان الخاصة بك في الخطوة الأخيرة. راجع البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تموضع أي من الأسنان أو نحتها. تأكد من اختيار السن المستهدف في النموذج أدناه قبل ضبط موضعه أو نحته. يمكنك أيضًا اختيار محاذاة الأسنان إما وفقًا لبيانات المسح الضوئي الأصلية أو على طول منحنى الفك.




4. عند الانتهاء، انقر على "إنهاء" لحفظ المكتبة في حالة Medit Link.

مكتبة من الملفات الفردية

1. بمجرد استيراد الملفات، ستعرض مخططات بيانات الأسنان المتاحة. تأكد من أنه تم استيراد جميع الأسنان المطلوبة. إذا كنت بحاجة إلى إعادة رفع البيانات، انقر على "إعادة تعيين" في الأعلى.



2. بعد ذلك سنتنقل إلى الخطوة الأخيرة، حيث يمكنك إعادة تموضع البيانات المستوردة ونحتها، وضبط محاذاتها، وتعديل قاعدة السن عن طريق إطالة طولها



ملحوظة

استخدم ميزة "الإطالة" لتمديد قاعدة جميع بيانات الأسنان. كل نفرة تضيف حوالي 3-4 مم. قد تكون القاعدة الأطول ضرورية إذا كانت المكتبة ستستخدم في حالات انحسار اللثة بشكل كبير.

3. عند الانتهاء، انقر على "إنهاء" لحفظ المكتبة في حالة Medit Link.

الملحق

تصميم حشوة مصبوبة ضمنية عنقية


في Medit ClinicCAD، يمكن للمستخدمين إنشاء حشوات مصبوبة ضمنية لعلاج التآكلات العنقية، ونشير إليها باسم "حشوات مصبوبة ضمنية عنقية".

نصيحة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الحشوات المصبوبة الضمنية أكثر فائدة من الحشوات الراتنجية:

- تلصيق أكثر أمانًا في مناطق فقدان العنقي الشديد
- تقليل تغير اللون بمرور الوقت
- أكثر متانة من الحشوات التقليدية
- تسهيل عملية العلاج وتقصيرها

يشتمل التصميم النهائي للحشوة المصبوبة الضمنية العنقية على ثلاثة مكونات: حشوة مصبوبة ضمنية، دليل تركيب وقبضة دليل التركيب.




تم تصميم دليل التركيب والقبضة للمساعدة في تركيب الترميمة ويمكن إزالته بسهولة بعد ذلك. دليل التركيب هو عنصر إلزامي يتم إنشاؤه تلقائيًا على بعد حوالي 1 أو 2 mm من منطقة التآكل. إذا لزم الأمر، يمكن للمستخدمين تعديله بتعديل هامشه. قبضة دليل التركيب اختيارية ويمكن إضافتها في الخطوة الأخيرة.

يتضمن سير عمل الحشوة المصبوبة الضمنية العنقية خطوتين فقط: الحافة & مسار الإدراج ← التصميم النهائي.

1. للبدء، قم بتسجيل الحشوة المصبوبة الضمنية الخاصة بك كـ "بنية الأوفسيت" في نموذج Medit Link. بعد ذلك، قم بتشغيل التطبيق واختر وحدة البيانات المحضرة.




2. في الخطوة الأولى، ارس حافة للحشوة المصبوبة الضمنية باستخدام الأداة "إنشاء تلقائي" أو "إنشاء يدوي". يرسم "الإنشاء التلقائي" حافة بناءً على نقطة واحدة يتم النقر عليها؛ بينما يرسم "الإنشاء اليدوي" حافة بناءً على نقاط متعددة.




3. سيتم إنشاء حافة دليل التركيب تلقائياً.

إذا فشل الإنشاء التلقائي، ارس حافة دليل التركيب يدوياً، مع ترك حوالي 1 أو 2 mm بين الاثنين.




a. إذا لزم الأمر، قم بتعديل الحواف التي تم إنشاؤها باستخدام الأداة "تعديل". استخدم أدوات خط الإنهاء الأخرى المتوفرة لمساعدتك في إنشاء حافة أكثر دقة.




نصيحة

عند التعديل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl/Command واسحب الفأرة لإجراء تصحيحات يدوية طفيفة بسرعة.

4. بعد إنشاء الحواف، سيظهر سهم مسار الإدراج. اضبطه ليتجه نحوك عن طريق سحبه بالفأرة وانقر على "التالي".




a. بدلاً من ذلك، يمكنك تدوير البيانات ثلاثية الأبعاد والنقر على "تعيين السهم إلى وجهة نظرك" في الأسفل.




5. في الخطوة التالية، يمكنك إضافة القبضة التي ستساعد في تثبيت تصميم الحشوة المصبوبة عند تركيبها. لهذا، قم بتشغيل "قبضة دليل التركيب" على اليمين.


أو يمكنك استبدال القبضة بالدعامات لاحقاً في برنامج الطابعة.



6. انقر على "أكمل" لدفع تصدير تصميمك وحفظه على Medit Link. سيتحقق التطبيق منك مرة أخرى عند إنشاء القبضة.



7. إذا كان لديك طابعة SprintRay ثلاثية الأبعاد، يمكنك نقل تصميم التركيبة الخاصة بك من هذه الخطوة مباشرة إلى RayWare Cloud. لهذا، استخدم "الطباعة باستخدام SprintRay" في الأسفل واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يجب أن يكون لديك حساب RayWare Cloud بالفعل لاستخدام هذه الميزة والدفع مقابل التصميم قبل الطباعة.



⚠ يرجى الحذر

إذا واجهت صعوبات في الاتصال بـ RayWare Cloud، يرجى الرجوع إلى إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية:

- تحقق من اتصالك بالإنترنت
- تحقق من بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)
- راجع تصميم الترميز الخاصة بك

إذا استمرت المشاكل، يُرجى التواصل مع دعم SprintRay.