


# Splints



ME-UG-702C  
Versija 2 (2026.05)  
Programmatūras versija 1.1.4

# Saturs

## **Medit Splints**

- Simboli ... 5
- Pārskats un vispārīga informācija ... 8
  - Pārskats ... 8
  - Paredzētā lietošana ... 8
  - Lietošanas indikācijas ... 9
  - Kontrindikācijas ... 9
  - Paredzētā lietotāja profils ... 9
  - Paredzētā pacientu populācija ... 9
  - Pacienta drošības brīdinājums ... 9
  - Drošības risku pārvaldība un kļūdu apstrāde ... 10
  - Sistēmas prasības ... 11
  - Tīkla prasības ... 11
  - Drošības prasības ... 11
  - Informācija par kiberdrošību ... 12
  - IT tīkla piesardzības pasākumi ... 13
  - Uzstādīšanas rokasgrāmata ... 14
- Datu pārvaldība ... 16
  - Datu sagatavošana ... 16
  - 3D datu vadība ... 18
  - Datu saglabāšana ... 19
- Lietotāja saskarne ... 20
  - Virsraksta josla ... 21
  - Datu koks ... 22
  - Darbības vadības pogas ... 22
  - Sānu rīkjosta ... 22
  - View Cube (Skata kubs) ... 23

## **Darbplūsma**












- Darbplūsma ... 25
- Veidojot šinu ... 26
- Režīmi ... 29
  - Režīms Pārskats (Overview Mode) ... 31
  - Režīms Редактиране (Edit Mode) ... 32
  - Režīms Подравняване (Alignment Mode) ... 38
  - Režīms Оклузална beállítás (Occlusal Adjustment Mode) ... 41
  - Režīms Създаване на вътрешна повърхност (Inner Surface Creation Mode) ... 43
  - Režīms Определяне на контур (Outline Designation Mode) ... 47
  - Režīms Създаване на външна повърхност (Outer Surface Creation Mode) ... 50
  - Režīms Дизайн (Design Mode) ... 52
  - Režīms Етикетиране (Labeling Mode) ... 57
- Pabeigt ... 62

## **Pielikums**

- Paziņojums par nelabvēlīgu notikumu ziņojumu ... 63
- Kļūdu un brīdinājumu ziņojumi ... 66



# Simboli

Nr.	Simbols	Definīcija
1		Skatīt lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē*
2		Skatīt lietošanas instrukcijas vai elektroniskās lietošanas instrukcijas
3		Uzmanību
4		Brīdinājums
5		Tikai pēc receptes (ASV)
6		Ražošanas datums
7		Ražotājs
8		Padomi
9		Pilnvarots pārstāvis Eiropas Kopienā / Eiropas Savienībā
10		Medicīniska ierīce
11		Sērijas numurs

Nr.	Simbols	Definīcija
12		Šī sistēma atbilst Regulas (ES) 2017/745 par medicīniskām ierīcēm regulatīvajām prasībām.
13		Упълномощен представител в Šveice
14		Ražošanas valsts: Korejas Republika

- *Ako e szükségesa печатна хартиена версия на ръководството за felhasználóя, тя lesz предоставена nélkülплатно при заявка до adatokte за контакт на производителя, посочени на пoutánnата страница. Хартиеното ръководство за felhasználóя lesz доставено в рамките на maximum 7 napok után получаване на заявката на felhasználóя.*

# Pārskats un vispārīga informācija

## Pārskats

Medit Splints предоставя ефективен и оптимизиран munka- fluxo de trabalho за проектиране и létrehozás на sínek. A felhasználók podem да ускорят fluxo de trabalhoa чрез automatikusanto létrehozás (Auto Creation), което használja съвременни AI алгоритми за бързо генериране на sínek. След automatikusanto генериране е elérhető цялостна гама от eszközi за редактиране за прецизни корекции и усъвършенстване, осигуряващи klinikai и анатомична точност.

За сценарии, изискващи пълен контрол от felhasználóя, módът Ръчно létrehozás (Manual Creation) предлага направляван, поетапен fluxo de trabalho за проектиране на sínek, който lehetővé teszi прецизно персонализиране на всеки етап.

<b>Produkta nosaukums</b>	CAD/CAM programmatūra
<b>Tirdzniecības nosaukums</b>	Medit Splints
<b>Modeļa nosaukums</b>	MA-ASP
<b>UDI DI</b>	(01)08800026700173
<b>UDI PI</b>	(10)1.1.4
<b>Basic UDI-DI</b>	88000267MA-ASPA8

## Paredzētā lietošana

Medit Splints e szoftver, който létrehoz fogászati sínek, защитаващи зъбите, темпоромандибуларните стави и мускулите, и stabvaguziraщи okklúzió. Той lehetővé teszi на felhasználóите да изпълняват задачи mint подравняване на szkenneltите adatok, beállítás на okklúzióste взаимоотношения között adatokte az állkapcsok, létrehozás на вътрешни повърхности, дефиниране на контурите a sín, проектиране на външни повърхности, редактиране на szkenneltите adatok и hozzáadás на етикети към sínekте.

Програмата kell да се használja в съответствие с diagnózista и плана за kezelés, определени от fogászatia szakember, а az ő употреба в конкретни esetek на kezelés kell да бъде потвърдена konzultáció útján fogorvosi szakember. Програмата не kell да се használja за цели, különböző от leírtaknak megfelelően нейното предназначение.

## **Lietošanas indikācijas**

Това eszköz е класифицирано mint szoftver за orvosi изделие; utánovatelно, ez разпоредба не е приложван. Въпреки ez резултатът от ez szoftver е показан за -velтояния mint бруксизъм и нарушения на темпоромандибуларната става.

## **Kontrindikācijas**

Programmatūru var izmantot tikai zobu šinu izveidei.

## **Paredzētā lietotāja profils**

Софтуерът е предназначен за használat от fogászati szakemberi, които van nekik осúјно разбиране за fogászatite eljárások и terminológia, за да го irányítят ефективно и да тълкуват az ő резултати. Това включва, de nem се ограничава до fogorvosok, fogászati higiénikusok и fogtechnikusok.

## **Paredzētā pacientu populācija**

Софтуерът lehet да се használja за проектиране на fogászati апарати за ортодонтски betegi, лица -vel сýнна апнея, спортисти и betegi -vel заболявания на темпоромандибуларната става vagy бруксизъм.

## **Pacienta drošības brīdinājums**

Лошо проектирани vagy прекалено стегнати sínek podem да навредят на fogászati zdrave на betega, mint причинят увреждане на зъбите, кариеси и проблеми с корените. Те podem is да доведат до дискомфорт и трудности при говорене и хранене, особено в ранните етапи на носене.

Следователно, bár szoftverгът lehet да улесни fluxo de trabalhoите на diagnosztika и tervezés на kezelésto, всички решения kell да се вземат от képzett fogorvosi szakember с цялостно разбиране на működéста на szoftvera и интерпретацията на adatokте. На всеки етап от fluxo de trabalhoa a tervezésben a sín van достатъчно възможности за azonosítjane и коригиране на неточности vagy hibák, които podem да доведат до сериозни наранявания. Денталният szakember kell да figyelj vnvan nekikелно fluxo de trabalhoите a tervezésben и вземане на решения.

Окончателната протеза винаги се преглежда и регулира от képzett клиницист, antes да бъде поставена на betega, mint по ez начин се намалява действителният клиничен kockázat.

## **Drošības risku pārvaldība un kļūdu apstrāde**

След mint проблемът е отстранен, ако e szükségeso да се актуализира програмта – например чрез издаване на új инсталационен файл vagy прилагане на пач fájl-e – тя се разпространява официално чрез отдела продажби/SE на централата, заедно с ръководството за прилагане, до отговорното лице в съответната корпорация vagy в обекта на проблема.

Atbildes uz drošības problēmām vajadzības gadījumā papildus var izziņot tīmekļa vietnē.

По време на fluxo de trabalhoa на kezelés и възстаújяване на проблема podem да възникнат временни оперативни ограничения, за да се осигури стабилност на системата и интегритет на adatokте:

- Pacientu dati var būt íslaicīgi nepieejami, līdz atjaunošanas process tiek pabeigts.
- Клиничните munka- fluxo de trabalhoи podem да бъдат прекъснати; normáliste műveletek ще се възобújят után завършване на административните действия. Данните за betegите nem lesznek automatikusan izhátomти по време на ez fluxo de trabalho.
- Ще се покаже предуантестелно съáltalánosение и továbbáто beírне на adatok lesz ограничено до разрешаване на проблема.
- Lietotāju sesijas var tikt automatiski izlogéetas, lai novérstu neautorizētu piekļuvi.

### **Drošības incidentu reaгéšanas procedúra**

1. Drošības problému ziņošana
2. Sākotnējo analízes rezultātu un progressa kopíгоšana
3. Problēmas piegāde
4. Problēmas reaгéšanas plāns / piegāde
5. Problēmas reaгéšanas plāns / rezultātu kopíгоšana

## Sistēmas prasības

### Windows

<b>CPU</b>	Intel Core i5 2,6 GHz vai jaunāks
<b>RAM</b>	16 GB vai vairāk
<b>Grafikas karte</b>	NVIDIA GeForce GT 1060 (2 GB) vāgu по-висока
<b>Operētājsistēma</b>	Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

### macOS

<b>CPU</b>	8-ядрен vāgu по-висок
<b>RAM</b>	16 GB vai vairāk
<b>Mikroshēma</b>	M1/M2 vai jaunāks
<b>Operētājsistēma</b>	Sonoma 14 vai jaunāka

## Tīkla prasības

1. Tīkla tips: vadu LAN vai Wi-Fi (WPA2 vai jaunāks)
2. Joslas platums: minimums 100 Mbps (ieteicams 1 Gbps)
3. Protokols: IPv4
4. Ports: TCP 443
5. Latentums: vidēji mazāk par 50 ms

## Drošības prasības

1. Удостоверяване: Паролата kell да е с hossz 8–16 символа и да включва комбинация от поне három от utánnите: букви, цифри и специални символи. Паролите се приемат само на английски език.
2. Šifrēšana: TLS 1.2 vai jaunāka, HTTPS pārraide
3. Antivīruss un labojumi: uzturiet operētājsistēmu un antivīrusu programmatūru atjauninātu

Този szoftver непрекъснато utáni за събития, свързани -vel biztonságта, mint неоторизиран достъп, опити за манипулация и hibák в интегритета на adatokте.

#### **Neautorizētas piekļuves novēršana:**

Само лица, на които е предоставен административен достъп (Admin) в Medit Link, podem да достъпват információ за betegите и вътрешни сървъри. По време на fluxo de trabalho на регистрация на всеки felhasználó се присвояват права на акаунта за kezelés и предотвратяване на неоторизиран достъп.

## **Informācija par kiberdrošību**

Medit Splints не достъпва никаква лична információ за betegите (PII/PHI) от Medit Link. В ez система комуникацията и обмените чрез API használjat fájl-e -vel szkennelti adatok, azonosítjani само чрез Case ID на betegа, а не чрез каквато и да е PII/PHI.

#### **Sagatavošana un apstrāde pirms/laikā, kad tiek lietota ierīce**

- Produkta uzstādīšanas procedūra: tiek pārvaldīta caur Cloud
- Obligātā lietotāja validācija, veidojot Medit Link kontu:
  - Izveidot lietotāja kontu Medit Link
  - Sūtīt lietotāja validācijas e-pastu
  - Lietotājs apstiprina validāciju
  - Lietotājs piesakās
- Problēmu novēršanas rokasgrāmata: <https://support.medit.com/hc/en-us>

#### **Nepieciešamās telpas, apmācība un lietotāju kvalifikācija**

- Администраторите/операторите на локалната hálózat kell да притежават ИТ експертиза (hálózat, сървър, конфигурация на biztonságта на Operētājsistēma).
- Mākoņa pakalpojumus pārvalda AWS Medit administratori (AWS sertificēti).

## Informācija pareizas uzstādīšanas un drošas darbības pārbaudei

### • Medit Splints atjauninājumi

- Atjaunināt, izmantojot App Box Medit Link. (Tiks lejupielādēts un instalēts jaunākais Medit Splints instalācijas fails.)
- Palaidiet Medit Splints, lai pārbaudītu instalēto versiju.
- Ja nepieciešami ar drošību saistīti atjauninājumi, instalējiet atjaunināto Medit Splints versiju tādā pašā veidā.

### • Mākoņa pakalpojumi: tiek pārvaldīti un uzraudzīti, izmantojot AWS Trusted Advisor, ar regulāriem atjauninājumiem, lai piemērotu nepieciešamos drošības pasākumus.

### • Datu un iestatījumu dublēšana/atjaunošana

- Dati tiek pārvaldīti lokāli, izmantojot Medit Link, un dublēti mākonī.
- Dublēšanu/atjaunošanu var veikt, lejupielādējot datus pēc vajadzības.
- Oriģinālie IOSC faili tiek glabāti ne ilgāk kā 6 mēnešus.
- Lietotāja žurnāli tiek glabāti 3 mēnešus, un tos var dzēst manuāli.
- Съхранените adatok podem да бъдат изхъротти от Case Box в Medit Link, mint отговорността за изхъротването е на felhasználóя, който го извършва.
- Gadījumus var pārsūtīt, izmantojot Case Converting Tool Medit Link Settings izvēlnē.
- При изхъротване на felhasználóски акаунт всички felhasználóски adatok (напр. лична információ, дневници за használat mint влизане и használat на funkciók) и adatokте в базата се eltávolítják окончателно и не podem да бъдат възстаујени.

### • Programatūras drošības labojumu integritāte un pārbaude

- Изпълнимият файл на Medit Splints се подписва automatikusan цифрово по време на telepítésto и проверката, így felhasználóите не kell да предприемат további действия.

## IT tīkla piesardzības pasākumi

### Vadlīnijas

Изпълнението на здравния szoftver в ИТ hálózat lehet да доведе до neazonosítjани antes ez kockázatove за betegите, felhasználóите vāgy трети страни. На отговорната hatóságokзация се препоръчва да azonosítja, анализира, оценява и контролира ezek kockázatove.

### Bīstamas situācijas

- Vienmēr pārliecinieties, ka jūsu sistēma ir aizsargāta ar jaunāko antivīrusu programatūras versiju un aktīvu ugunsmūri.
- Свързването на hálózatta към eszköz, különbözó от Medit Splints, lehet да доведе до потенциални вирусни инфекции vāgy подправяне на adatok. Проверете дали hálózatta dolgozik под подходящ административен контрол, antes да folytatódикте.

- Pat ja automātiskā dublēšana ir konfigurēta, dublēšana netiks veikta, ja programmatūra nedarbojas vai ja norādītā dublēšanas vieta nav pieejama.


Поутánващите váltoзások az IT-hálózatban új kockázatokat hozhatnak be és igényelhetnek további анализ. Такива váltoзások включват:

1. Režimsosítások az IT-hálózat konfigurációjában.
2. Elementu (aparatóras, programatóras platformu vai programatóras lietojumprogrammu) pievienošana IT tīklam.
3. Elementu noņemšana no IT tīkla.
4. Programatóras lietojumprogrammu atjaunināšana IT tīklā.
5. Programatóras platformu vai programatóras lietojumprogrammu jauninājumi IT tīklā.


В eset на инцидент с кибербезопасностью, ако софтверът за észlelés fenyegetést azonosít, а felhasználónak да я jelent а gyártóнак és аз illetékes hatóságnak а tagállам.

## Uzstādīšanas rokasgrāmata

1. Piesakieties savā Medit Link kontā un dodieties uz App Box kreisajā izvēlnē.
2. Medit Apps cilnē atrodiет Medit Splints lietojumprogrammu un noklikšķiniet uz "Install".



3. Прочетете лицензионното споразумение за softvera и потвърдете telepítéstó alkalmazást, mint kattintson -on "Accept and Install".



4. Pielikumstó lesz iztegleno i telepítetto automatikusan. Pabeigtó na fluxo de trabalho na telepítés lehet da otneме néhány минути.



### Uzmanību

Instalācijas procesa laikā neizslēdziet datoru un neaizveriet Medit Link.

5. След мint приложението е telepítetto, lehetте да го indít от всеки eset в Medit Link, мint kattintson -on иконата alkalmazástó в горния десен ъгъл на ablaka Case Detail.

6. За да detelepítse програмта, отворете App Vox и намерете приложението Medit Splints. Изберете картата alkalmazástó, за да megnýtjате страницата с подробности, után ez kattintson -on "Uninstall".

# Datu pārvaldība


## Datu sagatavošana

A felhasználó kell да подготви szkennelti adatok за legalább egy fogív в támogatott fájl- formátum, mint meditMesh, OBJ, PLY vagy STL. Данните vagy се importálnak automatikusan от eset в Medit Link, vagy се betöltenek manuálisan indítás alkalmazásto.

Skenētos datus var ielādēt projektā ar vienu no šīm metodēm.

### 1. Automātiska importēšana no Medit Link gadījuma

Fejezse be szkennelteto в Medit Scan for Clinics vagy Labs, vagy импортирайте helyi adatok чрез funkcióта "Attach" в ablaka Case Detail. Всички adatok, elérhető в az eset, се importálnak automatikusan в Medit Splints при indítás alkalmazásto.




launch

is not available in the case, it can be imported from l


### 2. Manuāla importēšana palāišanas brīdī

Ako szükségesite szkennelti adatok не са elérhető в az eset, те podem да бъдат importáltak от helyi fájl-e után indítás alkalmazásto. Използвайте опциóта "Import Local Files" в диалоговия аблок Assign Data.



Ако приложението се мегнитја оти́о от uyanaz eset в Medit Link, по-рано запазеният проект lehet зареден и продължен.

If the application is opened again from the same Medit Link case, it can be loaded and continued.









## 3D datu vadība

Lietotāji var vadīt 3D datus tikai ar peli vai ar peles un tastatūras kombināciju.

### 3D datu vadība egérrel

<b>Zoom (Tuvināšana)</b>	Pagrieziet peles ritenīti.	
<b>Zoom Focus (Fokusēta tuvināšana)</b>	Veiciet dubultklikšķi uz datiem.	
<b>Zoom Fit (Pielāgot)</b>	Veiciet dubultklikšķi uz fona.	
<b>Rotate (Pagriezt)</b>	Noklikšķiniet ar peles labo pogu un velciet.	
<b>Pan (Pārvietot)</b>	Turiet abas pogas (vai ritenīti) nospiešanas un velciet.	

### 3D datu vadība egérrel és billentyűzet

Windows	macOS
Shift + 	⌘ + 
Alt + 	⌘ + 
Ctrl + 	⌘ + 

## Datu saglabāšana

Pastāv vairāki veidi, kā saglabāt projekta datus.

1. Noklikšķiniet uz "Complete" ekrāna augšpusē, lai pabeigtu projektu un šinas dizainu un saglabātu tos Medit Link gadījumā.
2. Noklikšķiniet uz "Next" Label režīmā, lai pabeigtu projektu un šinas dizainu un saglabātu tos Medit Link gadījumā.
3. Kattintson a Virsraksta joslaon lévő "Menu" elemre, és válassza a "Save As" lehetőséget a projekt jelenlegi előrehaladásának mentéséhez.




### Piezīme

A felhasználóknak podem guardar напредъка си по незавършен проект, mesmo que mesmo que terminem programта antes alcançar na poutánната passo do fluxo de trabalho.

# Lietotāja saskarne

## Lietotāja saskarnes pārskats



A	Title Bar
B	Info Box

A	Virsraksta josla (Title Bar)
B	Informācijas lodziņš (Info Box)
C	Datu koks (Data Tree)
D	Darbības vadības pogas (Action Control Buttons)
E	Rīkjoslaak (Toolboxes)
F	3D dati (3D Data)
G	Darbplūsma (Workflow)
H	Sānu rīkjosla (Side Toolbar)
I	View Cube (Skata kubs)



## Piezīme

Моля, обърнете внимание, че ez e általános áttekintés na osújните елементи. Някои елементи на интерфейса podem да се различават леко függően целта на всяка passo do fluxo de trabalho.

## Virsraksta josla (Title Bar)

Заглавната лента е лентата a tetején na ablaka alkalmazásto, която съдържа osújните контроли отдясно и менюто на програмта отляво. Тя показва is името alkalmazásto и името на nyitottia eset.

<b>Menu (Izvēlne)</b>	Pārvaldīt atvērto projektu, piekļūt pieejamiem palīdzības resursiem un pārbaudīt lietojumprogrammas detaļas.
<b>Help Center (Palīdzības centrs)</b>	Dodieties uz Medit Help Center lapu, kas veltīta šai lietojumprogrammai.
<b>Select Video Record Area</b>	Norādiet apgabalu, kas jāuzņem video ierakstam.
<b>Start Video Recording</b>	Sākt un apturēt ekrāna video ierakstīšanu.
<b>Screenshot (Ekrānuzņēmums)</b>	Направете екрāna снимка. Заснемете приложението -vel vāgy nēlkūl заглавната лента чрез automatikus kiválasztás vāgy kattintson и húzza, за да заснемете само желаната terūlet.
<b>Screenshot Manager</b>	Pārskats, експорт vāgy izháromvane на екрāни снимки. След приключване всички заснети изображения automatikusan се запазват в az eset.
<b>Minimize (Minimizēt)</b>	Minimizēt lietojumprogrammas logu.
<b>Restore (Atjaunot)</b>	Maksimizēt vai atjaunot lietojumprogrammas logu.
<b>Exit (Iziet)</b>	Aizvērt lietojumprogrammu.

## Datu koks (Data Tree)

Дървото на adatokте се намира от лявата страна на екрана и показва списък с adatokте а projekt, hatóságokзирани в групи. A felhasználók podem да irányítjat видимостта на всяка adat, mint щракват -on az ő икона в дървото vagy променят прозрачността чрез az ő плъзгач. Структурата lehet да се различава леко függően целите на egy adott lépést vagy eszköz.

	<b>Maxilla Group (Augšžoklis)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maxilla</li></ul>
	<b>Mandible Group (Apakšžoklis)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandible</li><li>• Splint (Šina)</li></ul>

## Darbības vadības pogas (Action Control Buttons)

Ir trīs pogas, kas kontrolē visu darba procesu. Tās atrodas abos lietojumprogrammas loga apakšējos stūros.

Poga "Complete" parādās tikai pēdējā solī.

<b>Undo (Atsaukt)</b>	Atsaukt iepriekšējo darbību.
<b>Redo (Atkārtot)</b>	Atkārtot iepriekšējo darbību.
<b>Next (Nākamais)</b>	Piemērot izmaiņas un pāriet uz nākamo soli.


## Sānu rīkjosla (Side Toolbar)

Страничната лента с eszközі се намира от дясната страна на екрана; тя предлага редица eszközі за визуализация и контрол на adatokте.

<b>Change Data Display Mode</b>	Pārslēgties starp dažādām datu attēlošanas opcijām. (Textured / Textured with Edges / Monochrome / Monochrome with Edges / Wire-Frame)
<b>+Z Axis View</b>	Skats no priekšpusēs.
<b>-Z Axis View</b>	Skats no aizmugures.
<b>-X Axis View</b>	Skats no kreisās puses.
<b>+X Axis View</b>	Skats no labās puses.
<b>+Y Axis View</b>	Skats no augšas.
<b>-Y Axis View</b>	Skats no apakšas.
<b>Rotate (Pagriezt)</b>	Pagrieziēt datus, noklikšķinot un velkot.
<b>Grid Settings (Režģa iestatījumi)</b>	Rādīt vai paslēpt režģi (overlay on/off). Noklikšķiniet vairākas reizes, lai kontrolētu pārklājuma opcijas.

## View Cube (Skata kubs)

View Cube показва ориентацията на 3D изгледа; той се върти egyidejűleg с 3D adatokте, за да помогне да се разбере pozícionálás на adatokте в háromизмерното пространство. Можете да kattintson -on видимите страни на куба, за да завъртите adatokте и да ги видите от определена гледна точка.



# Darbplūsma

## Veidojot šinu

Pēc skenēto datu piešķiršanas ar lietotāju tiek apstiprināti divi galvenie šinas izveides aspekti.

Първо, се дефинират целевата fogív и типът а sín. Налични са három типа sínek и в зависимост от kiválasztottия тип се прилагат specifíkus модификации към контура и външната повърхност а sín.

Šinas tips	Apraksts
<b>Michigan</b>	Pilnas pārklāšanās šina visiem vispārīgiem gadījumiem.
<b>Flat Plane</b>	Pilnas pārklāšanās šina ar plakanu, gludu ārējo virsmu, kas ļauj brīvi kustēties apakšžoklim.
<b>Anterior Bite</b>	Šina, kas pārklāj tikai daļu priekšējo zobu un novērš kontaktu starp aizmugurējiem zobiem un acīm.

Otrkārt, tiek izvēlēta projektēšanas metode - automātiska vai manuāla. Pēc tam darbplūsma atšķiras atkarībā no izvēlētās metodes.

## Auto Creation (Automātiskā izveide)

Auto Creation e automatizált fluxo de trabalho за проектиране на sínek, който használja előre зададени parametrum. Работният fluxo de trabalho -ból áll от három lépés: Overview Mode → Design Mode → Labeling Mode.



### Piezíme

Uzziniet vairāk par režímiem vēlāk šajā nodaļā.

При първоначалния kiválasztás на Auto Creation után telepítésto ce használjat parametrumte по подразбиране за automatikusan létrehozás sín. Parametrumte по подразбиране са utánните:

Režīms	Parametrs	Noklusējuma vērtība
<b>Occlusal Adjustment Mode</b>	Distance to Antagonist	1.5 mm
<b>Inner Surface Creation Mode</b>	Inner Surface Offset	0.10 mm
	Smooth Surface	4/5
	Angle	0.1°
	Retention	0 mm
<b>Outline Designation Mode</b>	Buccal Side	puse zobu augstuma
	Lingual Side	puse zobu augstuma
<b>Outer Surface Creation Mode</b>	Lingual & Buccal Thickness	1.50 mm
	Smooth Surface	5/5
	Dual Layer Splint	Izslēgts

Az első használat után használat poutánno приложените парамеháром се запазват автоматикusan и се használjаt за utánващите fluxo de trabalhoи Auto Creation.

Parametrus var pārskatīt un modificēt, atlasot "Parameter Settings" pirms šinas izveides.

При utánващото indítás на Medit Splints után használat на Auto Creation lesz поискана обратна връзка за poutánно automatikusan létrehozottта sín. Въз осúja на отговора на felhasználója приложението ще се обучава и ще регулира automatikusan парамеháromте, за да подобри пригодността на бъдещите дизайни на sínek. Предоставянето на обратна връзка е незадължително.

## **Manual Creation (Manuālā izveide)**

Manual Creation е passo по passo fluxo de trabalho за létrehozás sín, който предоставя по-голяма гъвкавост за извършване на фини корекции а sín. Работният fluxo de trabalho за Manual Creation е както utánва:

**Overview Mode → Edit Mode → Alignment Mode\* → Occlusal Adjustment Mode\* → Inner Surface Creation Mode\* → Outline Designation Mode\* → Outer Surface Creation Mode\* → Design Mode → Labeling Mode**

Režimите, отбелязани -vel звездичка (\*), включват automatikus анализ на пренарокте и hátsó fogak. Въз осúja на ez анализ се генерират предложени резултати при влизане в passота. Предложените резултати podem да бъдат áttekintésани и módosíthatók при szükségességost, antes да folytatódикте, mint kattintson -on "Next".

## Režimi (Modes)

A teljes munkafluxo de trabalho -ből áll от 8 módbóla, amelyek mindegyike képvisel egy adott lépést от fluxo de trabalho a tervezésben. Ezeket a lépéseket kell завършени в пoutáнователността, amelyben megjelennek a tetején.

Ha az okklúzió e szkennelva nyitott állapotban vagy ha csak egy fogív van, passota Occlusal Adjustment Mode kihagyható. A befejezés után a Design Mode fluxo de trabalho-т haladhat közvetlenül пoutáната passo Complete és az eredmények menthetőк Medit Link.

<b>Overview Mode (Pārskats)</b>	Pārbaudiet skenētos datus.
<b>Edit Mode (Rediģēšana)</b>	Rediģējiet un apgrieziet datus, izmantojot plašu pieejamo funkciju klāstu.
<b>Alignment Mode (Izlīdzināšana)</b>	Izlīdziniet datus ar oklūzijas plakni.
<b>Occlusal Adjustment Mode (Oklūzijas regulēšana)</b>	Pielāgojiet oklūzijas attiecības.
<b>Inner Surface Creation Mode</b>	Izveidojiet šinas iekšējo virsmu.
<b>Outline Designation Mode</b>	Noteikt šinas apgabalu.
<b>Outer Surface Creation Mode</b>	Izveidojiet šinas ārējo virsmu.
<b>Design Mode (Dizains)</b>	Projektējiet šinu, izmantojot pieejamos rīkus.
<b>Labeling Mode (Marķēšana)</b>	Marķējiet šinu, gravējot vai izceļot tekstu.
<b>Complete (Pabeigt)</b>	Pabeidziet šinas izveidi un saglabājiet rezultātus Medit Link.




### **Piezīme**

Režīmi Edit Mode, Design Mode и Labeling Mode са незадължителни и podem да бъдат пропуснати.

# Overview Mode (Pārskata režīms)

Overview Mode ir Medit Splints sākuma lapa, kur sākotnēji tiek parādīti importētie dati. Pārskatsайте адатокте и ако е szükségeso редактиране, kattintson -on иконата Edit Mode в а felső част на екрана. Ако не е szükségeso редактиране, lehetne да пропуснете Edit Mode и да преминете към Alignment Mode.

review the data, and if editing is required, click the Edit mode icon at the top of the screen. If no editing is required, you may skip Edit Mode and proceed to Alignment Mode.



# Edit Mode (Redigēšanas režīms)


Edit Mode lehetóvé teszi na felhasználókat da módifickirnak szkenneltite adatok antes létrehozásto a sín. Izlisknité adatok podem da búdat podryzani, dupkité podem da búdat zapúlneni, a povúrxnostité podem da búdat skulpturirani sporéd nuždité.

## Ríkjosla


<b>Trimming Tool (Apgriešanas ríks)</b>	Izmantojiet dažádu atlasés ríkus, lai noņemtu nevajadzígu datus.
<b>Fill Holes (Aizpildít caurumus)</b>	Aizpildiet tukšos apgabalus 3D tíkla datos.
<b>Sculpting (Veidošana)</b>	Modelējiet datus, pievienojot, noņemot, izlídzinot vai párveidojot.

## Ká apgriezť datus

Izpolzvajiet Smart Selection Tools, za da válassza kí automatikusan adatokte za zúbite, vágú válassza kí "Polyline Selection" vágú "Brush Selection", za da apredelíte manuálistan terúletta za podryzavane.



You can revert the selection by clicking "Invert Selected Area."



You can switch the selection tool to deselection mode by clicking "Deselection Mode," or use

Lai dzēstu atlasīto apgabalu, noklikšķiniet uz "Delete Selected Area".



#### **Toolbox: Trimming Tool**

Varat invertēt atlasi, noklikšķinot uz "Invert Selected Area".

Можете да превключите eszköza за kiválasztás в mód на отказване, mint kattintson -on "Deselection Mode", vagy да használjate "Clear All Selection", за да távolítsa el всички kiválasztási.

## Rīkjosla: Trimming Tool

<b>Smart Teeth Selection</b>	Automātiski atlasa visus zobus zobu lokā, izņemot smaganu zonas.
<b>Smart Single Tooth Selection</b>	Automātiski atlasa viena zoba apgabalu, izņemot smaganu zonas. Noklikšķiniet, nospiediet un velciet peli pār zobu.
<b>Polyline Selection</b>	Atlasa visas entīcijas polilīnijas formas iekšpusē, kas zīmēta uz ekrāna.
<b>Brush Selection</b>	Atlasa visas entīcijas gar brīvas rokas zīmēto ceļu uz ekrāna. Ota ir pieejama trīs izmēros.
<b>Autofill Selected Area</b>	Automātiski aizpilda atlasītā apgabala entīcijas.
<b>Shrink Selected Area</b>	Samazina atlasīto apgabalu katru reizi, kad poga tiek nospiesta.
<b>Expand Selected Area</b>	Palielina atlasīto apgabalu katru reizi, kad poga tiek nospiesta.
<b>Invert Selected Area</b>	Invertē atlasīti.
<b>Deselection Mode</b>	Ieslēdzot, šī funkcija atceļ apgabala atlasīti, izmantojot dažādus rīkus.
<b>Clear All Selection</b>	Notīra visus atlasītos apgabalus.


Delete Selected Area

Dzēš datus no atlasītā apgabala.

## Kā aizpildīt caurumus

Izmantojiet "Fill Holes", lai aizpildītu jebkurus skenēšanas atstātos caurumus vai aizpildītu izdzēstos apgabalus.

Use "Fill Holes" to fill in any holes left from scanning or fill in deleted areas.



### 1. Maximum Perimeter of a Hole (mm)

Задайте максимумя мѐрет на дупките (в mm), които да бъдат запълнени. Дупките, по-големи от зададения мѐрет, не могат да бъдат запълнени.

### 2. Use Neighboring Colors for Filled Holes

Когато опció активálва vana, програмта használja околните цвѐтове, за да запълни дупките. В противен eset запълнените területi ще се показват в сиво.

### 3. Apply (Piemērot)

Noklikšķiniet uz pogas "Apply", lai piemērotu izmaiņas.

## Kā modelēt datus

Изберете eszköza "Sculpting", за да модифицирате adatokте. Инструментите за скулптуриране ви lehetővé teszik да hozzáadте, eltávolítjákте, изглаждате vagy преобразувате части от adatokте.

## Ríkjosla: Sculpting

<b>Add (Pievienot)</b>	Izmantojiet peli, lai pievienotu datus virsmai.
<b>Remove (Noņemt)</b>	Izmantojiet peli, lai noņemtu datu daļas.
<b>Smooth (Izlīdzināt)</b>	Izmantojiet peli, lai izlīdzinātu datu daļas.
<b>Morph (Pārveidot)</b>	Izmantojiet peli, lai pārveidotu datu daļas.



### **Padomi**

Lai atvieglotu veidošanu, izmantojiet īsinājumaustiņus.

Kad esat pabeidzis rediģēšanu, noklikšķiniet uz "Next".

# Alignment Mode (Izlīdzināšanas režīms)

Šis solis automātiski izlīdzina datus ar virtuālo oklūzijas plakni.

След mint завърши, rodem да бъдат направени tovbabi manuālis корекции, ако е szükségeso. Препоръчително е винаги да проверявате подравняването на ez a lépés, за да осигурите правилно позициониране на adatokte.



## Piezīme

Ja izlīdzināšana jau ir pabeigta Medit Scan for Clinics vai Labs, šo soli var izlaist.

## Rīkjosla

<b>Align with Occlusal Plane by Three Points</b>	Atlasiet trīs punktus augšžoklī un apakšžoklī, lai izlīdzinātu ar oklūzijas plakni.
<b>Align with Occlusal Plane by Four Points</b>	Изберете néгу точки на а felsó vаgy аз alsó állkapocs, за да подравните с окклúзиóста равнина. Тази опсиó е полезна, амиког не са налице elúlsó fogak.
<b>Delete Marker Point</b>	Noņemiet izlīdzināšanai atlasītos punktus.
<b>Detach Data</b>	Atdala izlīdzinātos datus un atjauno tos sākotnējā stāvoklī.
<b>Multi-View</b>	Kad iespējота, šī функcija parāda datus no чetriem dažādiem leņķiem.

Lai manuāli izlīdzinātu datus ar oklūzijas plakni, izpildiet šos soļus:

1. Pēc automātiskās izlīdzināšanas pabeigšanas noklikšķiniet uz "Detach Data".

When Multi-View is turned off, only the occlusal plane is displayed.

4. Click "Next" when finished.

2. Novietojiet trīs vai četrus punktus uz datiem, lai izlīdzinātu tos ar oklūzijas plakni.
3. Izmantojiet Multi-View labajā pusē, lai pielāgotu datus un kontrolētu izlīdzināšanas procesu.

In this step, space for the splint is created by adjusting the occlusal relationship between the maxilla and mandible.



#### Note

If the occlusion was scanned in an open state or only one arch is available, the Occlusal Adjustment Mode can be skipped.



#### Piezīme

Kad Multi-View ir izslēgts, tiek parādīta tikai oklūzijas plakne.

4. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Next".

# Occlusal Adjustment Mode (Oklūzijas regulēšanas režīms)

В ez a lépés se létrehoz пространство за сінта чрез beállítás na az okklúziós взаимоотношение között a felső и az alsó állkapocs.




## Piezīme

На az okklúzió e szkennelta nyitott állapotban vagy e elérhető само една fogív, Occlusal Adjustment Mode lehet пропуснат.

1. За да beállítja az okklúziós взаимоотношение, mozgassa плъзгача vagy írja be конкретна стойност за "Distance to Antagonist" vagy "Bite Opening". Имайте предвид, че стойността на "Bite Opening" се изчислява автоматикusan alapján таволсáгто до антагониста и lehet beállított автоматикusan.



## Toolbox



## Rīkjosla

<b>Bite Opening</b>	lestata sakodiena atvēršanas pakāpi virtuālajā artikulatorā.
<b>Distance to Antagonist</b>	lestata minimālo attālumu starp augšējā un apakšējā žokļa oklūzijas virsmām.




### Uzmanību

Разстоянието до антагониста kell да е по-голямо от 0.0.  
Ако е зададено на 0.0, не се létrehoz пространство за sínта и не е възможно да се премине към utánващата passo. Állítsa be ez стойност, за да осигурите достатъчна okklúziós vastagság за sínта.

2. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Next".

# Inner Surface Creation Mode (Iekšējās virsmas izveides režīms)

В ez a lérés vтрршната повърхност а sín се lэtrehoz чрез beállítás на отместването на втрршната повърхност, посоката на блокаут и количеството на блокаут. Прилягането а sín lehet да бъде továbбá прецизирано с помощта на плъзгача "Retention".




## Rīkjosla


<b>Inner Surface Offset</b>	Iestata nobīdes attālumu no skenētajiem datiem, lai ģenerētu šinas tīklu.
<b>Smooth Surface</b>	Izlīdzina šinas iekšējo virsmu. Pārvietojiet slīdņi pa labi, lai palielinātu izlīdzināšanu.
<b>Angle</b>	Iestata blockout leņķi.
<b>Retention</b>	Kontrolē retentīvo apgabalu iekļaušanu, lai uzlabotu šinas retenci.
<b>Set Arrow to Viewpoint</b>	Izlīdzina blockout virziena bultiņu, lai tā norādītu uz pašreizējo skatu.
<b>Preview (Pārskats)</b>	Datos parāda blockout retentīvos apgabalus.

1. Цџракнете и задрџжете стрелката, за да я преместите свободно и да зададете посоката на блокаут. Областите, включени в блокаут, се показват в синьо.

1. Click and hold the arrow to move it freely and set the blockout direction. Areas included in the blockout are displayed in blue.




2. Задайте отместването на вътрешната повърхност, изглаждането на повърхността и ъгъла на блокаут, за да беállítja стегнатостта а sín.



3. Use the "Retention" slider to adjust the range of allowed undercut areas and improve  
3. Izmantojiet "Retention" slīdni, lai pielāgotu pieļauto retentīvo apgabalu diapazonu un uzlabotu drukātās šinas retenci.

4. Noklikšķiniet uz "Preview", lai apskatītu šinu ar blockout retentīvajiem apgabaliem.




5. Click "Next" when finished.

5. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Next".

# Outline Designation Mode (Kontūras noteikšanas režīms)



Šajā solī šinas kontūra tiek izveidota vestibulārajā un lingvālajā pusē.



## Rīkjosla


<b>Buccal Side (Vestibulārā puse)</b>	Pielāgojiet kontūru vestibulārajā pusē. Pārvietojiet slīdni pa labi, lai tuvinātu kontūru smaganām.
<b>Lingual Side (Lingvālā puse)</b>	Pielāgojiet kontūru lingvālajā pusē. Pārvietojiet slīdni pa labi, lai tuvinātu kontūru smaganām.

1. В Outline Designation Mode контурът се генерира автоматикusan. За да модифицирате контура, хъзза зелените точки с мишката vagy állítsa be плъзгачите "Buccal Side" и "Lingual Side".




Slīdņa pārvietošana pa kreisi / Slīdņa pārvietošana pa labi

2. Ако някоя секция от контура се показва в червено, állítsa be линията, domint стане зелена. Не lehetne да преминете към utánvaщата passo, domint остават червени секции.




3. When the outline is correctly defined, the selected area is displayed in blue. Left-click on the outline to add green points, and right-click to remove them.



3. Когато контурът е правилно дефиниран, kiválasztottата terület се показва в синьо. Щракнете с левия бутон -on контура, за да adjon hozzá зелени точки, и kattintson с десния бутон, за да ги távolítsa el.

1. Move the "Lingual & buccal thickness" slider to the right to increase the splint thickness on the lingual and buccal surfaces simultaneously. The occlusal surface thickness is automatically determined based on the distance to the antagonists.
2. Use the "Smooth Surface" slider to reduce roughness on the outer surface of the splint.




4. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Next".




# Outer Surface Creation Mode (Ārējās virsmas izveides režīms)

Šajā solī šinas ārējo virsmu var pielāgot, izmantojot pieejamos rīkus.

1. Преместете плъзгача "Lingual & Buccal Thickness" надясно, за да увеличите vastagsāgta a sīn egyidejűleg от лингвалната и букалната повърхност. Дебелината на okklúzióста повърхност се определя automatikusan alapján távolságto до антагонистите.
2. Izmantojiet "Smooth Surface" slīdni, lai samazinātu šinas ārējās virsmas raupjumu.




## Toolbox

 <p>Lingual &amp; Buccal Thickness</p> <p>2.8</p>	<p>Lingual &amp; Buccal Thickness</p>	<p>Adjust the splint thickness on the lingual and buccal surfaces.</p>
 <p>Smooth Surface</p>	<p>Smooth Surface</p>	<p>Smooth out the outer surface of the splint.</p>
 <p>On</p>	<p>Dual Layer Splint</p>	<p>Split the splint mesh into outer and inner layers for dual-material printing.</p>

3. Можете да hozzon létre sín от два материала, ако вашият принтер használja технология Multijet printing. За да направите ez, активирайте "Dual Layer Splint" в az alsó част и sínta lesz разделена на външен и вътрешен слой.

thickness.







## Rikjosla

<b>Lingual &amp; Buccal Thickness</b>	Pielāgojiet šinas biezumu lingvālajā un vestibulārajā virsmā.
<b>Smooth Surface</b>	Izlīdzina šinas ārējo virsmu.
<b>Dual Layer Splint</b>	Sadala šinas tīklu ārējā un iekšējā slānī divu materiālu drukāšanai.

4. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Next".

# Design Mode (Dizaina režims)

В ez mód podem да се végrehajtanak окончателни корекции на дизайна а sín. Използвайте elérhető eszközi, за да анализирате точките на okklúziós контакт, да távolítsa el пресичанията с антагониста и да проверите vastagságта а sín.

	Add	Use the mouse to add data on the surface.
	Remove	Use the mouse to remove parts of the data.
	Smooth	Use the mouse to smooth parts of the data.
	Morph	Use the mouse to morph parts of the data.

Toolbox: Measurement Tools

## Rīkjosla: Main

<b>Color Map On/Off</b>	Pārslēgt krāsu kartes attēlojumu.
<b>Switch Deviation Display Area</b>	Pārslēgt novirzes attēlojumu starp pilniem datiem un tikai kontakta apgabaliem.
<b>Adapt to Antagonist</b>	Pielāgojiet šinu, lai noņemtu krustošanās ar antagonistu.
<b>Measurement Tools</b>	Izveidot sadaļu līnijas un mērīt attālumus starp punktiem.


## Rīkjosla: Sculpting

<b>Add</b>	Izmantojiet peli, lai pievienotu datus virsmai.
<b>Remove</b>	Izmantojiet peli, lai noņemtu datu daļas.
<b>Smooth</b>	Izmantojiet peli, lai izlīdzinātu datu daļas.
<b>Morph</b>	Izmantojiet peli, lai pārveidotu datu daļas.


## Rīkjosla: Measurement Tools

<b>Create Sections</b>	Izveidot sadaļu līnijas.
<b>View Perpendicularly to Section Line</b>	Izlīdzināt skatu perpendikulāri atlasītajai sadaļu līnijai.
<b>Measure Distance by Two Points</b>	Mērīt attālumu starp diviem punktiem.
<b>Measure Distance by Three Points</b>	Mērīt attālumu starp punktu un līniju, ko nosaka divi citi punkti.
<b>Delete Measurement Results</b>	Dzēst mērījumu rezultātus un sadaļu līnijas.


1. Използвайте eszközите Sculpting, за да adjon hozzá, távolítsa el, изгладите vagy преобразувате външната повърхност а sín. Това lehet да ви помогне да направите по-фини корекции в дизайна а sín.




3. Click "Switch Deviation Display Area" to evaluate the distance to the antagonist.



2. Активирайте Color Map, за да azonosítjáté пресичанията. Червените területi указват пресичания között sínta и противоположните adatok.
3. Noklikšķiniet uz "Switch Deviation Display Area", lai novērtētu attālumu līdz antagonistam.
4. Noklikšķiniet uz "Adapt to Antagonist", lai noņemtu visas krustošanās starp šinu un antagonistu.
5. Използвайте "Measurement Tools", за да проверите vastagságta a sín után редактирането. Създайте секционни линии и измерете távolságok, mint válassza ki точки -on adatokte.



5. Use "Measurement Tools" to verify the splint thickness after editing. Create section lines and measure distances by selecting points on the data.



6. Kad esat pabeidzis šinas projektēšanu, noklikšķiniet uz "Next".

# Labeling Mode (Marķēšanas režīms)


Labeling Mode предоставя eszközözi за létrehozás и kezelés на етикети -on повърхността а sín. По подразбиране automatikusan се létrehoz етикет (Label #1) на външната повърхност а sín.



## Piezíme

Marķējumu pievienošana ir izvēles.


## Ríkjosla




<b>Add Label</b>	Pievienot jaunu marķējumu šinai.
<b>Manage Label #1</b>	Rediģējiet, izceliet vai gravējiet marķējumu #1.
<b>Manage Label #2</b>	Rediģējiet, izceliet vai gravējiet marķējumu #2.
<b>Label (Marķējums)</b>	Ievadiet tekstu, kas parādīsies kā marķējums.
<b>Font (Fonts)</b>	Izvēlieties fontu marķējumam.
<b>Size (Izmērs)</b>	Iestatiet marķējuma izmēru.
<b>Engraving (Gravēšana)</b>	Marķēt šinu, izmantojot gravēšanu.
<b>Embossing (Izcelšana reljefā)</b>	Marķēt šinu, izmantojot reljefu.
<b>Rotate 180°</b>	Pagriezt atlasīto marķējumu par 180°.
<b>Delete (Dzēst)</b>	Dzēst pašreizējo marķējumu.

1. Проверете разположението на automatikusan létrehozottja етикет. Ако някоя част от етикета се показва в оранжево, húzza го, domint се покаже изцяло в синьо.
2. Щракнете -on "Embossing/Engraving", за да változásokте метода на маркиране. Дълбочината на етикетирането lehet beállított при szükségésoст.

1. Check the placement of the automatically created label. If any part of the label appears in orange, drag it until it is fully displayed in blue.



2. Click "Embossing/Engraving" to change the marking method. The labeling depth can be adjusted as needed.




3. За да adjon hozzá további етикети, kattintson -on "Add Label". Могат да бъдат létrehozott до hat етикета. Можете да завъртите етикет, mint kattintson -on него и használjate "Rotate 180°".

4. Lai dzēstu marķējumu, atlasiet ikonu ar mērķa marķējuma numuru un noklikšķiniet uz "Delete".

5. Atlasiet katru marķējumu, lai pielāgotu tā fontu un izmēru.


3. To add additional labels, click "Add Label." Up to six labels can be created.

You can rotate a label by clicking it and using "Rotate 180°."



4. To delete a label, select the icon with the target label's number and click "Delete."


5. Select each label to adjust its font and size.




6. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Next".

# Pabeigt (Complete)

След mint fluxo de trabalho на létrehozás a sín е завършен, kattintson -on poutápnата икона в а felső част на екрана, за да запазите резултатите в az eset в Medit Link. Въведете име на а fájl а projekt и kattintson -on "Save".



Запазените adatok (както а fájl а projekt, така и окончателният дизайн а sín) rodem да бъдат проверени в az eset в Medit Link.



# Paziņojums par nelabvēlīgu notikumu ziņojumu

A felhasználó и/vagy betegът kell да jelent за всякакви сериозни incidensi, възникнали във връзка с eszközто, a gyártónak és az illetékes hatóságnak a tagállam, amelyben е устаújen a felhasználó и/vagy betegът.

## **Ziņojiet ražotājam uz:**

Tālrunis: +82-02-2193-9600

Tīmekļa vietne: [www.medit.com](http://www.medit.com)

E-pasts: [support@medit.com](mailto:support@medit.com)

## **Ziņojiet vietējai iestādei uz:**

## **FDA MAUDE**

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM>

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm>

## **MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency): Brīdinājums par medicīnisko ierīci**

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts>

## **BfArM: Brīdinājums par medicīnisko ierīci**

[https://www.bfarm.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/kundeninfo\\_Filtersuche\\_Formular\\_en.html](https://www.bfarm.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/kundeninfo_Filtersuche_Formular_en.html)

## **MFDS (Pārtikas un zāļu drošības ministrija): Brīdinājums par medicīnisko ierīci**

[http://www.mfds.go.kr/brd/m\\_548/list.do](http://www.mfds.go.kr/brd/m_548/list.do)

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm>

## **European\_EUDAMED**

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device>

## **Austrālija**

<https://apps.tga.gov.au/prod/mdir/mdirsummary.aspx?sid=new>

## **Kanāda**

<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html>

## **Brazīlija**

<https://notivisa.anvisa.gov.br/frmLogin.asp>

## **Japāna**

<https://www.estrigw.pmda.go.jp/lryo/Login/Index?ReturnUrl=%2flryo>

## **Japāna**

<https://www.estrigw.pmda.go.jp/lryo/Login/Index?ReturnUrl=%2flryo>

## **Taivāna**

<https://qms.fda.gov.tw/tcbw/main/ap/index.jsp>

## **Šveice**

<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html>

# Kļūdu un brīdinājumu ziņojumi

Nosaukums	Ziņojums
<b>Adjust Occlusal Relationship</b>	Attālums starp zobu lokām ir nepietiekams. Palieliniet attālumu un mēģiniet vēlreiz.
<b>Failed to Create the Outer Surface</b>	Pārliedzieties, ka kontūra ir pareiza, un mēģiniet vēlreiz.

Saite eIFU lejupielādei:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit tīmekļa vietne:

<https://www.medit.com>



**List of Importers for European Union According to the MDR 2017/745**

Name: Medit Europe GmbH

Address: Lindleystraße 8A, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Telephone Number: +49 170 9082391



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seula, 07207,  
Korejas Republika

Tālr.: +82-2-2193-9600

**Produktu atbalsta kontakts**

E-pasts: [support@medit.com](mailto:support@medit.com)

Tālr.: +82-2-2193-9600